

PHILIPS

AVENT

Esterilizador
eléctrico de vapor

220-240 V

SCF274/26



Esteriliza 6 biberones en 8 minutos

Rápido y fácil de usar

Rápido y fácil de usar

Proteja a su bebé

- Esterilización eficaz
- Mantiene el contenido estéril hasta 6 horas

Ventajas

- Rápido y fácil de usar
- Gran capacidad

Destacados

Esterilización eficaz



Está demostrado que la esterilización a vapor es la forma más efectiva para proteger a su bebé de los gérmenes dañinos. Basándose en el método de esterilización utilizado en los hospitales, el intenso calor del vapor elimina los gérmenes dañinos.

Rápido y fácil de usar



Añadir agua, colocar los accesorios de alimentación y encender. El contenido estará esterilizado y listo para utilizar en 8 minutos aproximadamente.

Gran capacidad



Esteriliza 6 biberones Avent de 260 ml o dos extractores de leche Philips Avent y sus accesorios.

Mantiene el contenido estéril hasta 6 horas



El contenido se mantiene estéril durante 6 horas si la tapa no se levanta.

Especificaciones

Potencia

Voltaje: 220 - 240 V

Peso y dimensiones

Dimensiones: 313 (alto), 235 (ancho), 235 (profundo) mm

Peso: 1,575 kg

País de origen

Inglaterra

Qué incluye

Esterilizador a vapor eléctrico Express: 1 uds

Biberón Airflex (260 ml): 2 uds

Tetina de flujo lento extra suave: 2 uds

Pinzas: 1 uds

Vaso de medición: 1 uds

Etapas de desarrollo

Etapas: 0-6 meses

