

# PHILIPS

## AVENT

Stérilisateur  
électrique à vapeur

220 - 240 V

SCF274/26



## Stérilise 6 biberons en 8 minutes environ

Rapide et facile à utiliser

Rapide et facile à utiliser

**Avantages et caractéristiques :**

- Rapide et facile à utiliser
- Garde le contenu stérilisé pendant 6 heures
- Grande capacité
- Stérilisation efficace

## Points forts

### Rapide et facile à utiliser



Il suffit de mettre de l'eau, de disposer les produits et de mettre en marche. Les produits sont stérilisés et prêts à l'emploi en 8 minutes environ.

### Garde le contenu stérilisé pendant 6 heures



Le contenu reste stérilisé pendant 6 heures tant que le couvercle reste fermé.

### Grande capacité



Peut contenir 6 biberons Philips AVENT 260 ml ou 2 tire-laits Philips AVENT et leurs accessoires.

### Stérilisation efficace



La stérilisation à la vapeur est le moyen le plus efficace de protéger votre bébé des microbes. Basée sur le principe appliqué dans les hôpitaux, la chaleur intense de la vapeur favorise l'élimination des bactéries nocives.

## Caractéristiques

### Puissance

Tension: 220 - 240 V

### Poids et dimensions

Dimensions: 313 (H), 235 (l), 235 (L) mm

Poids: 1,575 kg

### Pays d'origine

Angleterre

### Inclus

Stérilisateur électrique express à vapeur:

1 Pièce(s)

Biberon Airflex (260 ml): 2 Pièce(s)

Tétine extra-souple débit lent: 2 Pièce(s)

Pincettes: 1 Pièce(s)

Mesurette: 1 Pièce(s)

