

PHILIPS

AVENT

Esterilizador
Eléctrico a Vapor

220-240 V

SCF274/26



Esteriliza 6 biberões em 8 minutos

Rápido e de fácil utilização

Rápido e de fácil utilização

Características e benefícios:

- Rápido e de fácil utilização
- Conteúdos esterilizados até 6 horas
- Grande capacidade
- Esterilização eficaz

Destaques

Rápido e de fácil utilização



Basta adicionar água, colocar os produtos, ligar, o conteúdo fica esterilizado e pronto a utilizar em cerca de 8 minutos.

Conteúdos esterilizados até 6 horas



O conteúdo mantém-se esterilizado até 6 horas se não for destapado.

Grande capacidade



Capacidade para seis Biberões AVENT de 260 ml ou 2 Bombas tira leite Philips AVENT e acessórios.

Esterilização eficaz



A esterilização a vapor está comprovada como o método mais eficaz de proteger o seu bebé dos germes prejudiciais. Seguindo os métodos hospitalares, o calor intenso do vapor elimina as bactérias nocivas.

Especificações

Alimentação

Voltagem: 220 - 240 V

Peso e dimensões

Dimensões: 313 (A), 235 (L), 235 (C) mm

Peso: 1,575 kg

País de origem

Inglaterra

Inclui

Esterilizador Eléctrico a Vapor Express:

1 unid.

Biberão Airflex (260 ml/9 oz): 2 unid.

Tetina Extra Suave de Fluxo Lento: 2 unid.

Molas: 1 unid.

Copo graduado: 1 unid.

