

飞利浦新安怡
电子蒸汽消毒锅

220-240 伏

SCF274/26



消毒 6 个奶瓶只需 8 分钟

快速且易于使用

快速且易于使用

优点和功能:

- 快速且易于使用
- 消毒效果可保持长达 6 个小时
- 大容量
- 高效消毒

PHILIPS
AVENT

sense and simplicity*

* 精于心 简于形

电子蒸汽消毒锅
220-240 伏

规格

电源

- 电压: 220 - 240 伏

重量和尺寸

- 尺寸: 313 (高), 235 (宽), 235 (长) 毫米
- 重量: 1.575 千克

原产地

- 英国

包装内物品

- 电子快速蒸汽消毒锅: 1 件
- Airflex 奶瓶 (260 毫升 / 9 安士): 2 件
- 特柔慢流量奶嘴: 2 件
- 夹钳: 1 件
- 量壶: 1 件

SCF274/26

产品亮点

快速且易于使用



只需加水, 装入器具, 打开开关, 大约 8 分钟后器具即消毒完毕并且可供使用。

消毒效果可保持长达 6 个小时



如不打开器具, 则其可保持清洁长达 6 小时。

大容量



一次最多可放置六个 260 毫升 / 9 安士的新安怡奶瓶, 或两个飞利浦新安怡吸乳器加上附件。

高效消毒



实践证明, 蒸汽消毒是保护您的宝宝免受细菌侵害的最有效途径。根据医院的原理, 蒸汽的高热量可以杀灭有害细菌。



发行日期 2011-06-02

版本: 4.3.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com