

# PHILIPS

## AVENT

Elektrischer  
Dampfsterilisator

220 – 240 V

SCF274/27



## Sterilisiert 6 Flaschen in 8 Minuten

Schnell und einfach im Gebrauch

Schnell und einfach im Gebrauch

**Vorteile und Produktmerkmale:**

- Schnell und einfach im Gebrauch
- Inhalt bleibt bis zu 6 Stunden steril
- Große Kapazität
- Effektive Sterilisation

# Besonderheiten

## Schnell und einfach im Gebrauch



Einfach Wasser hinzufügen, das Gerät beladen und einschalten. Der Inhalt ist nach circa 8 Minuten steril und zum Gebrauch bereit.

## Inhalt bleibt bis zu 6 Stunden steril



Bei ungeöffnetem Deckel bleibt der Inhalt bis zu 6 Stunden steril.

## Große Kapazität



Fasst bis zu sechs Avent Flaschen (260 ml) oder zwei Philips Avent Milchpumpen mit Zubehör.

## Effektive Sterilisation



Die Dampfsterilisation ist nachweislich die effektivste Weise, um Ihr Baby vor schädlichen Keimen zu schützen. Sie basiert auf der Sterilisationsmethode der Krankenhäuser, bei der die intensive Hitze des Wasserdampfes Haushaltsbakterien zuverlässig abtötet.

# Daten

## Leistung

Spannung: 220 bis 240 V

## Gewicht und Abmessungen

Abmessungen: 313 (H), 235 (B), 235 (L) mm

Gewicht: 1,575 kg

## Ursprungsland

England

## Lieferumfang

Elektrischer Express-Dampfsterilisator:  
1 Stck.

Airflex Flasche (260 ml): 2 Stck.

Extra-weiche Sauger mit langsamem

Nahrungsfluss: 2 Stck.

Zange: 1 Stck.

Messbecher: 1 Stck.

## Entwicklungsstufen

Schlafphasen: 0 bis 6 Monate

