

# PHILIPS

## AVENT

電動蒸氣殺菌器

220-240V

SCF274/31



## 8 分鐘內即可消毒 6 個奶瓶

快速、簡單易用

物品保持消毒狀態長達 6 小時

### 瞬間

- 物品從消毒到備用只需 8 分鐘

### 安全、易掌握

- 如果未打開消毒器，物品可保持消毒狀態長達 6 小時

### 方便使用

- 只需加水、裝入並開啟即可

### 有效消毒

- 透過自然蒸氣消毒提供額外保護

### 特大容量

- 可容納六個 Philips Avent 奶瓶

# 規格

## 重量與尺寸

尺寸: 313 (高)、235 (寬)、235 (長) 毫米  
重量: 1.575 千克

原產地  
英國

## 包含物件

夾具: 1 件數

## 電源

電壓: 220 - 240 伏

## 成長階段

階段: 0 - 6 個月

