

PHILIPS

AVENT

Esterilizador a vapor
24 horas

SCF276/01



Mantiene el contenido estéril día y noche

Añada o extraiga artículos en cualquier momento

La forma más fácil de esterilizar es mediante el esterilizador 24 horas Philips AVENT. Mantiene el contenido estéril durante 24 horas y la pantalla digital le indica cuando es hora de volver a esterilizar. Incluye 2 biberones AVENT y cómodos accesorios.

Esterilización automática 24 horas

- Esteriliza el contenido, incluso si abre la tapa

Fácil de usar

- Simplemente añada agua una vez al día

Le mantiene informado

- Visor digital y señales sonoras

Rápido

- Los contenidos se esterilizan y están listos para usar en 6 minutos aproximadamente

Gran capacidad

- Esteriliza hasta seis biberones Philips AVENT


Destacados

Mantiene el contenido estéril



Este avanzado esterilizador le garantiza que siempre tendrá a mano un biberón esterilizado ya que lo conserva estéril durante 24 horas. Volverá a esterilizar automáticamente el contenido cada 6 horas. Con el práctico botón de pausa también puede añadir o extraer artículos en cualquier momento y el esterilizador 24 horas volverá a esterilizar automáticamente el contenido.

Visor digital



El visor digital y las señales sonoras le informan de la finalización de la esterilización y de cuánto tiempo permanecerán estériles los artículos. El visor también le informa de si ha llenado el esterilizador con poca o demasiada agua, de manera que siempre se asegura de que la esterilización se haya producido de forma precisa y fiable.

Simplemente añade agua una vez al día



Aparte de su avanzada funcionalidad, el esterilizador 24 horas es sencillo y fácil de utilizar. Simplemente añade agua, cargue el

esterilizador con los biberones, extractores de leche o accesorios y seleccione el modo. El modo 1 le permite llevar a cabo un único ciclo, que es útil si quiere extraer todos los artículos a la vez. El modo 2 es para una esterilización de 24 horas, que es muy conveniente si quiere dejar los artículos en el esterilizador durante toda la noche o si quiere extraer sólo un biberón para cada toma. No importa cual sea su rutina, este esterilizador hará que la tarea diaria de esterilización sea mucho más fácil.

Esteriliza hasta seis biberones



El esterilizador tiene un diseño inteligente que ocupa muy poco espacio en la cocina, pero que aún así admite hasta seis biberones Philips AVENT o dos extractores de leche Philips AVENT. Las dos cestas interiores se adaptan formando una cesta para el lavavajillas, lo que hace que la tarea de limpiar los pequeños artículos como chupetes y tetinas sea mucho más fácil.

Esteriliza el contenido en 6 minutos



La ventaja de la esterilización a vapor es que es más rápida y segura que el método tradicional de hervir los biberones en una cacerola en el fogón. El esterilizador 24 horas sólo tarda 6 minutos en esterilizar una carga completa de 6 biberones, tetinas y tapas.

Esterilización a vapor natural



Con la esterilización se trata de proteger al bebé de las bacterias de la leche especialmente dañinas hasta que su sistema inmunitario sea lo suficientemente fuerte. El esterilizador de Philips AVENT utiliza el método de los hospitales de esterilizar a vapor, un método rápido, fácil, eficaz y sin la utilización de agentes químicos de ningún tipo.



Practical Parenting Award

Cada año la revista Practical Parenting clasifica los productos para bebés de las diferentes categorías. Finalista en los premios de 2009 de Practical Parenting



Prima Baby & Pregnancy Readers Awards

Prima Baby pide a sus lectores que voten los mejores productos para bebés del mercado. Votado como "La mejor compra" por los lectores de Prima Baby

Especificaciones

Peso y dimensiones

Dimensiones: 320 (altura), 230 (ancho), 230 (largo) mm

Peso: 1,47 kg

País de origen

Inglaterra: Sí

Qué incluye

Pinzas: 1 uds

Chupete de recién nacido: 1 uds

Vaso de medición: 1 uds

Escobilla para biberón y tetina: 1 uds

Tetina de recién nacido extra suave: 2 uds

Biberón ultra resistente: 125 ml, 260 ml

Potencia

Voltaje: 220 - 240 V

Etapas de desarrollo

Etapas: De 0 a 6 meses

