



Philips AVENT
Esterilizador a vapor digital

220-240 V



SCF276/42

Listo para usar en todo momento

Tecnología avanzada para una esterilización por 24 horas

El esterilizador a vapor digital Philips AVENT funciona de forma rápida y continua. Mantiene el contenido esterilizado hasta el momento de usarlo para darle más libertad a la mamá durante el día.

Listo para usar en todo momento

- Mantiene el contenido esterilizado durante el día y la noche

Información constante

- Pantalla digital avanzada y alertas sonoras

Esterilización eficaz

- Protección extra: esterilización natural con vapor

Rápido

- El contenido se esteriliza y está listo para usar en aproximadamente 6 minutos

Fácil de usar

- Sólo agregue agua, cargue y seleccione el modo



PHILIPS
AVENT

sense and simplicity

Especificaciones

Peso y dimensiones

- Dimensiones: 320 (Al), 235 (An), 235 (Pr) mm
- Peso: 1,609 kg

País de origen

- Inglaterra

Contenido

- Pinzas: 1 piezas
- Vaso medidor: 1 piezas

Potencia

- Voltaje: 220 - 240 V

Etapas de desarrollo

- Etapas: 0 a 6 meses



Fecha de publicación
2013-03-04

Versión: 4.0.1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Este producto no incluye el biberón