

PHILIPS

AVENT

Esterilizador a vapor digital

220-240 V



SCF276/42



Listo para usar en todo momento

Tecnología avanzada para una esterilización por 24 horas

El esterilizador a vapor digital Philips AVENT funciona de forma rápida y continua. Mantiene el contenido esterilizado hasta el momento de usarlo para darle más libertad a la mamá durante el día.



Listo para usar en todo momento

- Mantiene el contenido esterilizado durante el día y la noche

Información constante

- Pantalla digital avanzada y alertas sonoras

Esterilización eficaz

- Protección extra: esterilización natural con vapor

Rápido

- El contenido se esteriliza y está listo para usar en aproximadamente 6 minutos

Fácil de usar

- Sólo agregue agua, cargue y seleccione el modo

Especificaciones

Peso y dimensiones

Dimensiones: 320 (Al), 235 (An), 235 (Pr) mm

Peso: 1,609 kg

País de origen

Inglaterra

Contenido

Pinzas: 1 piezas

Vaso medidor: 1 piezas

Potencia

Voltaje: 220 - 240 V

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

