

# PHILIPS

## AVENT

Elektroniczny  
sterylizator parowy

220–240 V



SCF276/42



## Gotowy zawsze razem z Tobą

Zaawansowana technologia zapewnia sterylność przez 24 godziny

Elektroniczny sterylizator parowy Philips AVENT działa szybko i bez przerw, a jego zawartość pozostaje sterylna do momentu użycia, dzięki czemu masz w ciągu dnia więcej czasu na inne zajęcia.



### Zawsze gotowy do pracy

- Zapewnia sterylną zawartość w dzień i w nocy

### Informacja o postępie

- Zaawansowany wyświetlacz cyfrowy i sygnały dźwiękowe

### Skuteczna sterylizacja

- Wyjątkowa ochrona dzięki naturalnej sterylizacji parowej

### Szybki

- Zawartość jest wysterylizowana i gotowa do użycia po ok. 6 min.

### Łatwa obsługa

- Wystarczy wlać wodę, załadować i wybrać tryb

# Dane techniczne

## Waga i wymiary

Wymiary: 320 (wys.), 235 (szer.), 235 (dł.) mm

Waga: 1,609 kg

## Kraj pochodzenia

Anglia

## Zawartość zestawu

Szczypce: 1 szt.

Kubek z miarką: 1 szt.

## Zasilanie

Napięcie: 220–240 V

## Etapy rozwoju

Etapy: 0–6 miesięcy

