

# PHILIPS

## AVENT

### Esterilizador a vapor para microondas


Elimina 99,9% de los gérmenes nocivos

Esteriliza en 2 minutos

Caben 4 mamaderas Philips Avent

Cabe en la mayoría de los microondas

SCF281/02



## Rápido esterilizador a vapor para el microondas Para usar dentro o fuera de casa

El esterilizador a vapor para el microondas de Philips Avent es una excelente elección para esterilizar rápida y eficazmente dentro o fuera de casa. Se puede esterilizar hasta 4 mamaderas o productos Philips Avent de una vez y mata el 99,9% de los gérmenes en solo 2 minutos.

#### **Esterilizador a vapor para microondas rápido y eficaz**

- Esterilizador a vapor para microondas que está listo en solo 2 minutos
- Elimina el 99,9% de los gérmenes y las bacterias
- El contenido se mantiene esterilizado por hasta 24 horas

#### **Se adapta a varios tipos de mamaderas y a otros productos**

- Esteriliza mamaderas de cuello estándar y cuello ancho
- Esteriliza extractores, chupetes, cubiertos y mamaderas

#### **Diseño ligero y compacto**

- Diseño ligero para las mamaderas esterilizadas vaya donde vaya
- Cabe en la mayoría de los microondas en el mercado
- Clips de seguridad para mantener el producto fresco y la tapa segura



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Destacados

## Esteriliza en solo 2 minutos



El esterilizador a vapor para microondas se puede utilizar para esterilizar mamaderas y otros productos en tan solo 2 minutos, y elimina el 99,9% de los gérmenes y las bacterias. La duración exacta del ciclo dependerá de la potencia eléctrica del microondas: 2 minutos entre 1200 y 1850 W; 4 minutos entre 850 y 1100 W; 6 minutos entre 500 y 800 W.

## Elimina el 99,9% de los gérmenes



Está comprobado que el esterilizador a vapor para microondas elimina hasta el 99,9% de los gérmenes y las bacterias.

## Esterilización eficaz



El contenido permanece esterilizado por hasta 24 horas con la tapa cerrada.

## Funciona con todo tipo de mamaderas



El esterilizador esteriliza mamaderas de cuello estándar y cuello ancho. Se pueden esterilizar hasta 4 mamaderas Philips Avent a la vez.

## Utilícelo también para los extractores y los chupetes

El esterilizador se puede utilizar para esterilizar extractores de leche, chupetes, cubiertos y otros productos, así como mamaderas.

## Diseño ligero para llevar de viaje



El diseño ligero y compacto del esterilizador hace que sea fácil de transportar donde sea que vaya, vacaciones, visitas a familiares, etc. Ahora puede tener siempre las mamaderas esterilizadas y otros productos a su alcance.

## Cabe en la mayoría de los microondas



El esterilizador a vapor para microondas se diseñó para adaptarse a prácticamente todos los microondas en el mercado, por lo que mantiene las mamaderas y otros productos esterilizados esté donde esté.

## Clips de seguridad para mantener el producto fresco



El esterilizador a vapor para microondas cuenta con clips de seguridad para mantener el producto fresco y la tapa segura. Esto garantiza que puede quitar el esterilizador en forma segura del microondas, mientras mantiene las mamaderas y otros productos esterilizados, y previene la posibilidad de que se quemen.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips ayudan a reducir los costos, el consumo de energía y las emisiones de CO<sub>2</sub>. Sus características protegen el medioambiente en áreas clave para Philips como: consumo de energía, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos, y vida útil prolongada.

# Especificaciones

## Especificaciones técnicas

**Tiempo de esterilización:** 2 minutos entre 1200 y 1850 W; 4 minutos entre 850 y 1100 W, 6 minutos entre 500 y 800 W  
**Capacidad de agua:** 200 ml

## Peso y dimensiones

**Peso:** 740 g  
**Dimensiones:** 166 (Al), 280 (An), 280 (Pr) mm

## País de origen

Fabricado en: Inglaterra

## Contenido

**Esterilizador a vapor para microondas:**  
1 piezas  
**Pinzas:** 1 piezas

## Etapas de desarrollo

**Etapas:** 0 a 6 meses

