

PHILIPS

AVENT

**Sterilizzatore per
forni a microonde**


Elimina il 99,9% dei germi

Sterilizza in 2 minuti

Fino a 4 biberon Philips Avent

Per la maggior parte dei
microonde

SCF281/02



Sterilizzazione veloce a vapore per microonde Usalo a casa e in vacanza

Lo sterilizzatore a vapore Philips Avent per forni a microonde è la scelta ideale per una sterilizzazione efficace e veloce quando sei a casa o in vacanza. Puoi sterilizzare fino a 4 biberon o prodotti Philips Avent insieme, eliminando il 99,9% dei batteri in soli 2 minuti.

Sterilizzazione a vapore veloce ed efficace per microonde

- Lo sterilizzatore a vapore per microonde è pronto in soli 2 minuti
- Elimina il 99,9% di germi e batteri
- Contenuto sterilizzato fino a 24 ore

Adatto a varie tipologie di biberon e altri prodotti

- Sterilizza biberon dal collo standard o ampio
- Sterilizza tiralatte, succhiotti, posate e biberon

Design leggero e compatto

- Design leggero per biberon sterilizzati anche quando sei fuori casa
- Per la maggior parte dei microonde in vendita sul mercato
- I ganci di sicurezza mantengono la freschezza e il coperchio bloccato in posizione



asimpleswitch.com

In evidenza

Sterilizza in soli 2 minuti



Lo sterilizzatore a vapore per microonde sterilizza biberon e altri prodotti in soli 2 minuti, eliminando il 99,9% di germi e batteri. L'esatta lunghezza del ciclo dipende dalla potenza elettrica del microonde. Fra 1200 e 1850 W, il ciclo dura 2 minuti; fra 850 e 1100 W, dura 4 minuti; fra 500 e 800 W, dura 6 minuti.

Elimina il 99,9% dei germi



Lo sterilizzatore a vapore per microonde consente l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.

Per una sterilizzazione efficace



Il contenuto è sterilizzato fino a 24 ore, se il coperchio non viene sollevato.

Compatibile con varie tipologie di biberon



Lo sterilizzatore è adatto a biberon dal collo ampio o standard e può contenere fino a 4 biberon Philips Avent insieme.

Adatto a tiralatte e succhietti

Lo sterilizzatore può essere usato per tiralatte, succhietti, posate e altri prodotti, come i biberon.

Design leggero ideale per i viaggi



Il design leggero e compatto dello sterilizzatore lo rende facile da portare sempre con te, in vacanza o quando sei a casa dei tuoi amici, per disporre sempre di biberon e prodotti sterilizzati.

Per la maggior parte dei microonde



Lo sterilizzatore a vapore per microonde è progettato per adattarsi a tutti i microonde presenti sul mercato e per poter disporre di biberon e altri prodotti sempre sterilizzati, ovunque tu sia.

Ganci di sicurezza per il massimo della freschezza



Lo sterilizzatore a vapore per microonde dispone di ganci che mantengono la freschezza e il coperchio bloccato in posizione. Questo ti garantisce la rimozione sicura dello sterilizzatore dal microonde, evitando anche che biberon e altri prodotti si brucino.



asimpleswitch.com

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO₂. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

Specifiche

Specifiche tecniche

Tempo di sterilizzazione: 2 min a 1200-1850 W, 4 min a 850-1100 W, 6 min a 500-800 W.
Capacità serbatoio acqua: 200 ml

Peso e dimensioni

Peso: 740 g
Dimensioni (lxpxa): 166 (A), 280 (P), 280 (L) mm

Paese di origine

Fabbricato in: Inghilterra

Contenuto della confezione

Sterilizzatore per forni a microonde: 1 pz.
Pinze igieniche: 1 pz.

Fasi di crescita

Fasi: Da 0 a 6 mesi

