

PHILIPS

AVENT

Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1

Elimina 99,9% de los gérmenes nocivos

Esteriliza en 6 minutos

Caben 6 mamaderas Philips Avent

Diseño ajustable 3 en 1

SCF284/02



Esterilización cómoda y eficaz

Carga fácil y flexible

El tamaño ajustable del esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1 de Philips Avent ocupa muy poco espacio en la cocina y se adapta a la perfección a todos los elementos que quiere esterilizar, sin importar si son pocos o muchos.

Diseño 3 en 1 que ocupa poco espacio

- Esterilizador de diseño modular 3 en 1

Esterilización eficaz mediante el uso de vapor natural

- La esterilización natural con vapor elimina el 99,9% de los gérmenes nocivos
- Esterilización por hasta 24 horas con la tapa cerrada
- Ciclo rápido y función de apagado automático

Se adapta a varios tipos de mamaderas y a otros productos

- Diseño espacioso
- Esteriliza varios tipos de mamaderas, extractores de leche y accesorios

Es fácil de limpiar y brinda una esterilización segura

- Es fácil de limpiar y brinda una esterilización segura



asimpleswitch.com

Destacados

Esterilizador 3 en 1 flexible



El esterilizador de exclusivo diseño modular le permite colocar las mamaderas y accesorios con flexibilidad y organizarlos fácilmente. Por lo tanto, la carga y descarga son muy prácticas. También ocupa el mínimo espacio en la cocina.

Esterilización natural con vapor



El esterilizador utiliza vapor natural para esterilizar mamaderas y otros productos, por lo que elimina el 99,9% de los gérmenes nocivos sin usar químicos. Ideal para darle la tranquilidad de que todas sus mamaderas y otros productos están esterilizados.

Esterilización por hasta 24 horas



El esterilizador mantiene su contenido (mamaderas, extractores de leche, etc.) esterilizado durante 24 horas si no se abre la tapa.

Esterilización rápida



El ciclo de esterilización dura solo 6 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, el esterilizador se apaga automáticamente para darle mayor velocidad y seguridad.

Diseño espacioso



Pueden colocarse hasta 6 mamaderas de 330 ml/11 oz Philips Avent Classic y Natural a la vez para su esterilización.

Diseño abierto



Su diseño abierto le permite mantener la placa de calentamiento limpia con facilidad para que siempre pueda esterilizar sus productos con vapor limpio.

Funciona con todo tipo de mamaderas

El esterilizador es adecuado para su uso con mamaderas de cuello estándar y de cuello ancho. También se adapta a otros productos para bebés, como extractores de leche y otros accesorios.

Especificaciones

País de origen

Fabricado en: Turquía

Contenido

Esterilizador a vapor eléctrico: 1 pieza
Pinzas: 1 piezas

Alimentación

Voltaje: 220-240 V

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

Material

Polipropileno

Peso y dimensiones

Dimensiones: 290 x 160 x 150 (ancho x profundidad x altura) mm
Peso: 1,5 kg

Compatibilidad

Rango compatible de Philips Avent

Especificaciones técnicas

Consumo energético: 650 W

Voltaje: 50 a 60 Hz

Clasificación de seguridad: Clase 1



asimpleswitch.com

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips ayudan a reducir los costos, el consumo de energía y las emisiones de CO2. Sus características protegen el medioambiente en áreas clave para Philips como: consumo de energía, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos, y vida útil prolongada.

