

PHILIPS

AVENT

Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1

Elimina 99.9% de los gérmenes nocivos

Esteriliza en 6 minutos

Caben 6 biberones Philips Avent

Diseño 3 en 1 ajustable

SCF284/02



Esterilización cómoda y eficaz

Carga fácil y flexible

El tamaño ajustable del esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1 de Philips Avent ocupa muy poco espacio en la cocina y se adapta a la perfección a todos los elementos que quiere esterilizar, sin importar si son pocos o muchos.

Diseño 3 en 1 que ocupa poco espacio

- Esterilizador 3 en 1 de diseño modular

Esterilización eficaz mediante el uso de vapor natural

- La esterilización con vapor elimina el 99.9% de los gérmenes nocivos
- Manténgalos esterilizados hasta por 24 horas con la tapa cerrada.
- Ciclo rápido y función de apagado automático

Se adapta a varios tipos biberones y a otros productos

- Diseño espacioso
- Esteriliza varios tipos de biberones, extractores de leche y accesorios

Es fácil de limpiar y ofrece una esterilización segura

- Es fácil de limpiar y ofrece una esterilización segura



asimpleswitch.com

Destacados

Esterilizador 3 en 1 flexible



El esterilizador de exclusivo diseño modular le permite colocar los biberones y accesorios con flexibilidad y organizarlos fácilmente. Por lo tanto, la carga y descarga son muy prácticas. También ocupa el mínimo espacio en la cocina.

Esterilización con vapor



El esterilizador utiliza el vapor para esterilizar los biberones y otros productos, así elimina el 99.9% de los gérmenes nocivos sin usar químicos. Ideal para darle la tranquilidad de que todos sus biberones y otros productos están esterilizados.

Manténgalos esterilizados hasta por 24 horas



El esterilizador mantiene su contenido (biberones, extractores de leche, etc.) esterilizado hasta 24 horas con la tapa cerrada.

Esterilización rápida



El ciclo de esterilización dura solo 6 minutos. Después de este tiempo, el esterilizador se apaga automáticamente para darle más velocidad y seguridad.

Diseño espacioso



Puede colocar hasta 6 biberones Natural y Classic Philips Avent de 330 ml para esterilizarlos a la vez.

Diseño abierto



Su diseño abierto le permite mantener la placa de calentamiento limpia con facilidad para que siempre pueda esterilizar sus productos con vapor limpio.

Funciona para diferentes tipos de biberones

El esterilizador se puede usar tanto con biberones de cuello ancho como estándar. También puede colocar otros productos del bebé, como extractores de leche y accesorios.

Especificaciones

País de origen

Fabricado en: Turquía

Contenido

Esterilizador a vapor eléctrico: 1 pieza
Pinzas: 1 piezas

Energía

Voltaje: 220-240 V

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

Material

Polipropileno: Y

Peso y dimensiones

Dimensiones: 290 x 160 x 150 (ancho x profundidad x altura) mm
Peso: 1,5 kg

Compatibilidad

Rango compatible de Philips Avent: Y

Especificaciones técnicas

Consumo de energía: 650 W

Voltaje: 50 a 60 Hz

Clasificación de seguridad: Clase 1



asimpleswitch.com

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.

