

PHILIPS

AVENT

Электрический паровой
стерилизатор "3 в 1"

Уничтожает 99,9 % вредных
микробов

Стерилизует за 6 минут

Вмещает 6 бутылочек Philips Avent

Регулируемая конструкция "3 в 1"

SCF285/03



Удобная и эффективная стерилизация

Универсальное использование, простая загрузка

Размер электрического парового стерилизатора Philips Avent "3 в 1" можно регулировать в зависимости от загрузки, поэтому он не займет много места на кухне.

Компактная конструкция "3 в 1"

- Модульная система стерилизатора "3 в 1"

Эффективная стерилизация паром

- Стерилизация паром уничтожает 99,9 % болезнетворных микробов
- При закрытой крышке изделие остается стерильным до 24 часов
- Быстрый цикл и функция автоотключения

Подходит для бутылочек различных типов, а также других изделий

- Высокая вместимость
- Стерилизация бутылочек разного типа, молокоотсосов и аксессуаров

Удобная очистка и безопасная стерилизация

- Удобная очистка и безопасная стерилизация

Особенности

Универсальный стерилизатор "3 в 1"



Уникальная модульная конструкция стерилизатора позволяет легко размещать бутылочки и аксессуары. Удобные загрузка и извлечение изделий. Не занимает много места на кухне.

Естественная стерилизация паром



Для стерилизации детских бутылочек и других изделий используется пар, который убивает 99,9 % вредных микробов без использования химических веществ. Вы можете быть уверены, что все детские изделия будут эффективно простерилизованы.

Изделие остается стерильным до 24 часов



При закрытой крышке содержимое стерилизатора (детские бутылочки, молокоотсосы и пр.) остается стерильным до 24 часов.

Быстрая стерилизация



Стерилизация занимает всего 6 минут, после чего стерилизатор автоматически выключается. Быстрый результат и максимальная безопасность.

Высокая вместимость



Вмещает одновременно до шести бутылочек Philips Avent серии Classic и Natural объемом 330 мл.

Открытая конструкция



Благодаря открытой конструкции нагревательную пластину легко содержать в чистоте, поэтому при каждой стерилизации обеспечивается максимальная гигиеничность.

Подходит для бутылочек разного типа

Стерилизатор подходит для детских бутылочек со стандартным и широким горлышком, а также для других детских изделий, например молокоотсосов и аксессуаров.

Характеристики

Вес и габариты

Размеры: 290 × 160 × 150 (В × Ш × Г) миллиметра
Вес: 1,5 кг

Страна изготовления

Сделано в: Турция

В комплект входят:

Электронный паровой стерилизатор: 1 шт.
Бутылочка из полипропилена 125 мл: 2 шт.
Бутылочка из полипропилена 260 мл: 2 шт.
Пинцет: 1 шт.

Питание

напряжение: 220—240 В

Этапы взросления

Возраст: 0—6 месяцев

Совместимость

Совместимость с модельным рядом Philips Avent:
Да

Материал

Полипропилен: Да

Технические характеристики

потребляемая мощность: 650 Вт

напряжение: 50—60 Гц

Классификация по степени безопасности: 1 класс

