

# PHILIPS

## AVENT

### 4合1电子蒸汽奶瓶消毒锅

消灭 99.9% 的有害细菌

6 分钟即可消毒完毕

可容纳 6 个飞利浦新安怡奶瓶

可调节 4 合 1 设计

SCF286/O2



## 方便而有效的消毒

### 灵活、易于放入

4合1消毒锅的尺寸可调节，占用的厨房空间较少。随附洗碗机清洁篮，可以将小物品一起放在洗碗机中，而且可一次性将它们装入消毒锅。

#### 节省空间的 4 合 1 设计

- 4 合 1 组合式消毒锅设计

#### 使用天然蒸汽进行快速有效的消毒

- 天然蒸汽可消灭 99.9% 的有害细菌
- 在不开盖的情况下，保持消毒状态长达 24 小时
- 快速周期和自动关熄功能
- 集成式显示屏可显示进度

#### 易于清洁，安全消毒

- 易于清洁，安全消毒

#### 适用于各种类型的奶瓶和其他产品

- 宽大设计
- 可对各种奶瓶、吸乳器及附件进行消毒

# 产品亮点

## 灵活的 4 合 1 消毒锅



消毒锅的特别模块化设计让您灵活地放入奶瓶和附件，并轻松进行摆放。放入和取出都非常方便。此外，它占用的厨房空间非常小。随附洗碗机清洁篮，可以将小物品一起放在洗碗机中，而且可一次性将它们装入消毒锅。

## 天然蒸汽消毒



消毒锅使用天然蒸汽对婴儿奶瓶和其他产品进行消毒，可消灭 99.9% 的有害细菌，不使用任何化学物质。确保所有婴儿奶瓶和其他产品均经过消毒处理，让您完全放心。

## 保持消毒状态长达 24 小时



在不开盖的情况下，消毒锅里面的物品（婴儿奶瓶、吸乳器等）可保持消毒状态长达 24 小时。

## 快速消毒



消毒周期仅需 6 分钟。此后，消毒锅会自动关闭，为您提供快速体验，让您倍感安全。

## 宽大设计



一次可对 6 个 330 毫升/11 安士飞利浦新安怡经典系列和自然原生系列奶瓶进行消毒。

## 开放式设计



采用开放式设计，您可以轻松保持加热板洁净无尘，确保每次均使用清洁蒸汽进行消毒。

## 集成式显示屏



消毒锅具有集成式显示屏，可显示消毒周期的进度。它还可以在奶瓶冷却并且可以安全取出时进行提醒。

## 兼容各种奶瓶

消毒锅适合对标准口径和宽口径奶瓶进行消毒。也可用于吸乳器及附件等其他产品。

# 规格

## 技术规格

消毒时间: 6 分钟

功耗: 650 瓦

电压: 50赫兹

安全分级: 1 级

## 重量和尺寸

尺寸: 290 x 160 x 350 (宽 x 深 x 高) 毫米

重量: 1.5 千克

## 原产地

原产地: 土耳其

## 包装内物品

电子蒸汽消毒锅: 1 件

夹钳: 1 件

## 功率

电压: 220-240 伏

## 发育阶段

阶段: 0 至 6 个月

## 兼容性

兼容飞利浦新安怡系列产品

## 材料

聚丙烯

