

# PHILIPS

## AVENT

Elektryczny sterylizator  
parowy 4 w 1

Zabija do 99,9% groźnych  
zarazków

Steryliczacja w 6 minut

Mieści 6 butelek Philips Avent

Regulowana konstrukcja 4 w 1

SCF286/03



## Wyjątkowo wygodna i skuteczna sterylizacja

### Wygoda, prosty sposób wkładania butelek

Dzięki regulowanej wielkości sterylizator 4 w 1 zajmuje niewiele miejsca w kuchni. Znajdujący się w zestawie kosz do zmywarki pozwala umyć wszystkie małe przedmioty w zmywarce, a później łatwo przełożyć je do sterylizatora.

#### **Konstrukcja 4 w 1 pozwalająca zaoszczędzić miejsce**

- Sterylizator 4 w 1 o budowie modułowej

#### **Szybka i skuteczna sterylizacja z wykorzystaniem naturalnej pary**

- Naturalna sterylizacja parowa zabija do 99,9% niebezpiecznych zarazków
- Sterylność do 24 godzin (bez otwierania pokrywki)
- Szybki cykl sterylizacji i automatyczne wyłączenie
- Zintegrowany wyświetlacz pokazuje przebieg

#### **Łatwe czyszczenie i bezpieczna sterylizacja**

- Łatwe czyszczenie i bezpieczna sterylizacja

#### **Pasuje do różnych typów butelek i innych produktów**

- Przestronna konstrukcja
- Sterylizacja różnych butelek, laktatorów i akcesoriów

# Dane techniczne

## Dane techniczne

Czas sterylizacji: 6 minut

Zużycie energii: 650 W

Napięcie: 50–60 Hz

Klasyfikacja poziomu bezpieczeństwa: Klasa 1

## Waga i wymiary

Wymiary: 290 x 160 x 150 (S x G x W) mm

Waga: 1,5 kg

## Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Turcja

## Zawartość zestawu

Elektryczny sterylizator parowy: 1 szt.

Szczypce: 1 szt.

## Moc

Napięcie: 220–240 V

## Etapy rozwoju

Etapy: 0–6 miesięcy

## Zgodność

Zgodność z produktami z serii Philips Avent

## Materiał

Polipropylen

