



Philips AVENT  
Handkolf

Er-op-uitset



SCF290/13

## Meer kolven in minder tijd.

Een handkolf met de efficiëntie van een elektrisch apparaat

Met een handkolf hebt u volledige controle over de zuigkracht en het kolfrtme. Het is klinisch aangetoond dat u met de unieke Philips AVENT-handkolf meer melk kunt afkolven dan met een elektrisch kolfapparaat uit het ziekenhuis.

### **Klinisch bewezen efficiëntie**

- Gepatenteerd massagekussentje

### **Handzaam en discreet**

- Eenvoudig in elkaar zetten en gebruiken

### **Zachte stimulatie voor extra kolfkracht**

- Zachte massagekussens zorgen voor een natuurlijke toeschietreflex, net als een baby

### **Voordelen en functies:**

- Met geïsoleerde reistas + koelementen

**PHILIPS**  
**AVENT**

## Specificaties

### Inclusief

- Handkolf: 1 st.
- 125ml-bewaarflessen voor moedermelk: 2 st.
- Bewaarflessen voor moedermelk (260 ml): 2 st.
- Extra zachte speen voor pasgeborenen: 2 st.
- Ijskoelers: 2 st.
- Flessenstandaard/afsluiting gietgat: 2 st.

- Geïsoleerde reistas van microvezel: 1 st.
- Reserveonderdelen: 1 st.

### Land van herkomst

- Engeland

### Ontwikkelingsfasen

- Fases: 0 - 6 maanden

## Kenmerken

### Met geïsoleerde reistas + koelelementen



Alles wat u nodig hebt om de aanmaak van uw moedermelk te houden, af te kolven en te bewaren wanneer u niet in de buurt van uw baby bent.

### Gepatenteerd massagekussentje



De vijf zachte massagepunten trekken samen en ontspannen tijdens het kolven om samen met het vacuüm het zuigen van uw baby na te bootsen.

### Zachte massagekussens



De gepatenteerde massagekussens bewegen op en neer en simuleren zo het zuigen van de baby, waardoor een snelle en natuurlijke toeschietreflex moet worden gestimuleerd.

