

# PHILIPS

## AVENT

Bolsas esterilizadoras a vapor para microondas

Esterilice en cualquier lugar

Elimina 99.9% de los gérmenes nocivos

Fácil de usar

5 bolsas para 100 ciclos



SCF297/05



## Esterilización sencilla y rápida en cualquier momento y lugar

Las bolsas esterilizadoras a vapor para microondas Philips Avent son una manera rápida, sencilla y eficaz para asegurarse de que los biberones y los productos estén esterilizados en donde se encuentre. Con cada bolsa, los biberones se pueden esterilizar en el microondas en solo 90 segundos.

### Esterilización en microondas rápida, eficaz y portátil

- Esterilización a vapor para microondas lista en solo 90 segundos
- Elimina el 99.9% de los gérmenes y las bacterias

### Fácil de usar y manejar

- Casilla de verificación para registrar el uso de la bolsa
- Área de manipulación segura para un retiro seguro desde el microondas

### Cinco bolsas reutilizables con hasta 100 usos por paquete

- Hasta 100 usos de esterilización a vapor para microondas por paquete



asimpleswitch.com

## Destacados

### Esteriliza en solo 90 segundos



Cada bolsa esterilizadora a vapor para microondas es reutilizable y se pueden usar para esterilizar biberones, extractores de leche y otros productos para bebé en tan solo 90 segundos\*

### Elimina el 99.9% de los gérmenes

Se ha demostrado que cada bolsa esterilizadora a vapor para microondas elimina el 99.9% de gérmenes y bacterias.

### Casilla de verificación



Cada bolsa incluye una casilla de verificación. Al marcar la casilla de verificación, podrá hacer un seguimiento fácil y rápido de las veces que se ha usado cada bolsa.

### Área de manipulación segura



Cada bolsa tiene un área de manipulación segura. Se trata de un área marcada en la bolsa desde donde se puede tomar para ser sacada de forma segura directamente desde el microondas.

### Hasta 100 usos por paquete



Cada paquete de bolsas esterilizadoras a vapor para microondas incluye cinco bolsas individuales que pueden utilizarse hasta 20 veces. Esto significa que podrá esterilizar biberones, extractores de leche y otros accesorios hasta 100 veces con solo un paquete minorista.

## Especificaciones

### Peso y dimensiones

Dimensiones de la caja F: 215 x 125 mm  
Capacidad de la bolsa: Permite esterilizar hasta 3 biberones o 1 extractor de leche  
Dimensiones de la bolsa: 278 mm x 210 mm

### País de origen

Fabricado en: China

### Contenido

Bolsa esterilizadora a vapor para microondas: 5 bolsas

### Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

### Material

Material de la bolsa: infoPET12, CPP60



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.

