

# PHILIPS

## AVENT

Пакеты для стерилизации  
в микроволновой печи

Идеально для стерилизации в  
поездках

Уничтожает 99,9 % вредных  
микробов

Легко использовать

5 пакетов рассчитаны на 100 циклов



SCF297/05



## Стерилизация — быстро и просто, в любое время и в любом месте

Пакеты для стерилизации в микроволновой печи Philips Avent позволяют всегда иметь под рукой стерильные детские бутылочки и другие изделия, где бы вы ни находились. Каждый пакет быстро, просто и эффективно стерилизует бутылочки в микроволновой печи всего за 90 секунд.

### Быстрая и эффективная стерилизация в микроволновой печи

- Стерилизация паром в микроволновой печи: результат всего за 90 секунд
- Уничтожает 99,9 % микробов и бактерий

### Простое использование

- Используйте поле для пометок, чтобы следить за количеством применений
- Безопасная область для удобного извлечения из микроволновой печи

### 5 многоразовых пакетов в упаковке обеспечивают до 100 применений

- Одна упаковка обеспечивает до 100 циклов стерилизации в микроволновой печи



asimpleswitch.com

## Особенности

### Стерилизация всего за 90 секунд




Каждый многоразовый пакет стерилизует бутылочки, молокоотсосы и другие детские изделия в микроволновой печи всего за 90 секунд\*

### Уничтожает 99,9 % микробов

Доказано: каждый пакет для стерилизации в микроволновой печи уничтожает 99,9 % микробов и бактерий.

### Поле для пометок



На каждый пакет нанесено поле для пометок. Ставьте галочку в поле после каждого использования, чтобы легко отслеживать количество применений.

### Безопасная область



На каждом пакете есть безопасная область. Это выделенная зона, за которую его можно легко поднять и извлечь из микроволновой печи.

### Упаковка обеспечивает до 100 применений



Каждая упаковка пакетов для стерилизации в микроволновой печи содержит пять пакетов, каждый из которых может использоваться до 20 раз. Это означает, что с помощью всего одной упаковки вы сможете простерилизовать бутылочки, молокоотсосы и другие аксессуары до 100 раз.

## Характеристики

### Вес и габариты

Размеры F-box: 215 x 125 миллиметра

Объем пакета: Стерилизация одновременно до трех бутылочек или одного молокоотсоса

Размеры пакета: 278 мм x 210 мм

### Страна изготовления

Сделано в: Китай

### В комплект входят:

Пакет для стерилизации в микроволновой печи: 5 пакетов

### Этапы взросления

Возраст: 0–6 месяцев

### Материал

Материал пакета: infoPET12, CPP60



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO<sub>2</sub>. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

\* При мощности микроволновой печи > 1100 Вт