

PHILIPS

AVENT

手动吸乳器

带 VIA 储存杯系列

SCF300/12



乳汁流得更多，存储更方便。

轻松进行吸乳、存储和喂奶

独特的飞利浦新安怡手动吸乳器 SCF300/12 让您能够完全控制吸力大小和吸乳节奏。其可确保提高效率，实验表明，比医院用电动吸乳器可吸出更多乳汁。

优点和功能：

- 温和刺激，加快乳汁流出

实验表明效果出众

- 采用专利技术的花瓣按摩垫

适用于所有飞利浦新安怡吸乳器和奶嘴

- 借助转换器进行吸乳和喂奶

可安全存放和携带

- 防漏旋紧系统

规格

原产地

英国

包装内物品

手动吸乳器: 1 件

母乳储存杯盖: 5 件

母乳储存杯适配器: 2 件

新生儿奶嘴旅行盒: 2 件

备件: 1 件

特柔新生儿奶嘴: 2 件

预消毒的 VIA 杯 (180 毫升/6 安士): 5 件

发育阶段

阶段: 0 至 6 个月

材料

不含双酚 A*

