

# PHILIPS

## AVENT

Handmilchpumpen-  
Set

Set für unterwegs

SCF300/13



## Schnell mehr Milch abpumpen

### Höhere Effizienz mit einer Handmilchpumpe

Die einzigartige Philips AVENT Handmilchpumpe ist besonders effizient, BPA-frei und kann mehr Milch abpumpen als eine in Krankenhäusern üblicherweise verwendete elektrische Doppelmilchpumpe\*, was in klinischen Tests nachgewiesen wurde.

#### **Vorteile und Produktmerkmale:**

- Mit isolierter Reisetasche und Coolpacks

#### **Hervorragende Resultate**

- Patentiertes ISIS-Massagekissen

#### **Stimulieren und Abpumpen**

- Vakuum ahmt Babys Saugen nach – für einen gleichmäßigen Milchfluss
- Weiche Massagekissen regen den natürlichen Milchspendereflex an.

#### **Flexibel und transportabel**

- Einfach zusammenzusetzen und zu gebrauchen

#### **Hilft Ihnen, die Stillzeit zu verlängern**

- Mehr Milch, auf natürliche Weise

# Besonderheiten

## Patentiertes ISIS-Massagekissen



Während Sie pumpen, bewegen sich die fünf weichen, blütenförmigen Massagepolster sanft auf und ab und ahmen im Zusammenspiel mit dem Vakuum das Saugen Ihres Babys nach.

## Mit isolierter Reisetasche und Coolpacks



Dieses Set enthält alles, um Ihren Milchfluss aufrecht zu erhalten und um Ihre Milch abzupumpen, aufzubewahren und zu transportieren, wenn Sie nicht bei Ihrem Baby sein können.

## Sanftes Vakuum

Das sanfte Saugvakuum ahmt das Saugen eines Babys nach, um mit weniger Pumpaufwand einen gleichmäßigen Milchfluss zu erzielen.

## Weiche Massagekissen



Patentierter Massagekissen ahmen das Saugen des Babys nach und sorgen so für einen schnellen, natürlichen Milchspendereflex.

## Einfach zusammenzusetzen und zu gebrauchen



Leise und transportabel.

# Daten

## Ursprungsland

England

## Lieferumfang

ISIS Handmilchpumpe: 1 Stck.  
Muttermilchbehälter (125 ml): 2 Stck.  
Isolierte Reisetasche aus Mikrofaser: 1 Stck.  
Extra-weiche Airflex Sauger für Neugeborene: 1 Stck.  
Coolpack: 2 Stck.  
Standfuss/Pumpenabdeckung: 1 Stck.  
Ersatzteile: 1 Stck.

## Entwicklungsstufen

Entwicklungsstufen: 0 bis 6 Monate

