

PHILIPS

AVENT

Σετ χειροκίνητου
θήλαστρου

Σετ εξόδου

SCF300



Περισσότερη εξαγωγή. Γρήγορα.

Βελτιωμένη απόδοση από ένα μη χειροκίνητο θήλαστρο

Το μοναδικό μη αυτόματο θήλαστρο χωρίς BPA της Philips AVENT σας εξασφαλίζει βελτιωμένη απόδοση, καθώς είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι εξάγει περισσότερο γάλα από ένα νοσοκομειακό ηλεκτρικό θήλαστρο.

Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά:

- Με ισοθερμ τσάντα ταξιδιού και παγοκύστες

Κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα

- Πατενταρισμένο μαξιλαράκι μασάζ για απελευθέρωση γάλακτος

Διέγερση και εξαγωγή

- Η αντλία απαλής άντλησης μιμείται το θηλασμό του μωρού για σταθ. ροή γάλακτος
- Τα μαλακά μαξιλά μασάζ διεγείρουν τη φυσική απελευθ του γάλακτος, όπως το μωρό.

Ευέλικτο και φορητό

- Εύκολο στη συναρμολόγηση και στη χρήση

Σας βοηθάει να θηλάξετε περισσότερο

- Περισσότερο γάλα, φυσικά.

Χαρακτηριστικά

Πατενταρισμένο μαξιλαράκι μασάζ για απελευθέρωση γάλακτος



Πέντε μαλακά πέταλα μασάζ κάμπτονται απαλά μέσα και έξω, καθώς χρησιμοποιείτε την αναρροφητική αντλία η οποία μιμείται το πιπίλισμα του μωρού σας.

Με ισοθερμ τσάντα ταξιδιού και παγοκύστες



Ό,τι χρειάζεστε για τη συντήρηση του γάλακτος, και την εξαγωγή και αποθήκευση του μητρικού γάλακτος όταν είστε μακριά από το μωρό σας.

Αντλία απαλής άντλησης

Η αντλία απαλής άντλησης μιμείται το θηλασμό του μωρού και εξασφαλίζει σταθερή ροή γάλακτος που απαιτεί λιγότερη άντληση.

Μαλακά μαξιλαράκια μασάζ



Τα κατοχυρωμένα μαξιλαράκια μασάζ πιέζονται μέσα και έξω αντιγράφοντας το θηλασμό των μωρών και διεγείρουν τη γρήγορη και φυσική απελευθέρωση του γάλακτος.

Εύκολο στη συναρμολόγηση και στη χρήση



Αθόρυβο και φορητό.

Προδιαγραφές

Χώρα προέλευσης

Αγγλία

Τι περιλαμβάνεται

Μη αυτόματο θήλαστρο ISIS: 1 τεμάχιο

Δοχείο μητρικού γάλακτος (125 ml/ 4 oz): 2 τεμάχια

Τσάντα ταξιδιού με μικροΐνες μόνωσης: 1 τεμάχιο

Πολύ μαλακή, θηλή αργής ροής: 1 τεμάχιο

Παγοκύστη: 2 τεμάχια

Βάση μπουκαλιού/κάλυμμα ανοίγματος:

1 τεμάχιο

Ανταλλακτικά μέρη: 1 τεμάχιο

