

PHILIPS

AVENT

Ручной молокоотсос

Молокоотсосы

с контейнерами для хранения
молока

SCF310/12



Для вашего максимального удобства

Уникальная активная массажная насадка для максимального комфорта

Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF310/12 разработан для обеспечения максимального комфорта во время сцеживания.

Для максимального удобства

- Зпатентованная мягкая массажная насадка с пальчиковым массажером

Эффективность, доказанная клинически

- Результаты, подтвержденные клиническими исследованиями*

Другие характеристики

- Уникальная система для удобного хранения молока
- Удобное ручное сцеживание

Особенности

Результаты, подтвержденные клиническими исследованиями*

Молокоотсос Philips AVENT имитирует сосание груди ребенком, обеспечивая бережное сцеживание и стимулируя выделение большего объема молока, чем электрический молокоотсос, применяемый в родильных домах*

Запатентованная мягкая массажная насадка



Уникальная массажная насадка, предназначенная для стимуляции выделения молока

Уникальная система хранения молока



Сделайте свою жизнь проще, сцеживая молоко непосредственно в любую из бутылочек или контейнеров для хранения Philips AVENT, которые доступны в широком ассортименте и подходят для хранения в холодильной или морозильной камере

