

PHILIPS

AVENT

Extractor de leche
manual

SCF310



Diseñado para más comodidad

Exclusiva almohadilla masajeadora para máxima comodidad

El estrés o la ansiedad pueden dificultar la extracción y reducir la cantidad de leche. Para facilitar el proceso, la mujer debe estar cómoda y relajada. Por eso, nuestro extractor ha sido diseñado para ofrecerle más comodidad durante la extracción.

Diseñado para más comodidad

- Exclusiva almohadilla masajeadora de 5 pétalos suaves

Eficacia clínicamente comprobada

- Resultados clínicamente comprobados*

Otras increíbles funciones

- Sistema simple de almacenamiento de leche

Destacados

Exclusiva almohadilla masajeadora suave



La exclusiva almohadilla con sistema masajeador activo ayuda a estimular el descenso natural del flujo de leche

Resultados clínicamente comprobados*



El suave extractor al vacío del extractor de leche materna Philips AVENT imita la succión natural del bebé y logra obtener más leche que un extractor eléctrico doble de un hospital*

Exclusivo sistema de almacenamiento de leche



Simplifique su vida con la extracción directa en cualquiera de nuestra amplia gama de mamaderas y recipientes de almacenamiento para la heladera o el congelador de Philips AVENT.

País de origen

Inglaterra: Sí

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

Contenido

Soporte para la mamadera / tapa para el embudo: 1 piezas

Recipientes conservadores para leche materna (125 ml): 1 piezas

Tetina extra blanda con flujo para recién nacidos: 1 piezas

Extractor de leche manual: 1 piezas

Disco sellador para almacenar leche: 1 piezas

Repuestos: 2 piezas

Pack de tetinas de viaje para recién nacidos: 1 piezas

