

PHILIPS

AVENT

Χειροκίνητο θήλαστρο

Θήλαστρα

Περιλαμβάνει μπιμπερό 4oz/125ml

SCF310/20



Σχεδιασμένο για άνεση

Μοναδικό μαξιλαράκι ενεργού μασάζ για μεγαλύτερη άνεση

Το άγχος ή η βιασύνη μπορεί να δυσκολέψουν την απελευθέρωση του γάλακτος, ενώ ενδέχεται να επηρεάσουν και τις ποσότητες που μπορείτε να προσφέρετε στο μωρό σας. Το θήλαστρο SCF310/20 της Philips AVENT είναι σχεδιασμένο να σας προσφέρει μεγαλύτερη άνεση κατά τη χρήση.

Σχεδιασμένο για άνεση

- Κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με μαλακό μαξιλαράκι μασάζ 5 πετάλων

Κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα

- Κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα*

Άλλα υπέροχα χαρακτηριστικά

- Μοναδικό σύστημα για την εύκολη φύλαξη του γάλακτος
- Εύκολος χειροκίνητος χειρισμός

Χαρακτηριστικά

Κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα*



Η αντλία απαλής άντλησης του θήλαστρου Philips AVENT μιμείται το φυσικό θηλασμό του μωρού σας και αντλεί περισσότερο γάλα σε σύγκριση με ένα νοσοκομειακό διπλό ηλεκτρικό θήλαστρο*

Μαλακό μαξιλαράκι μασάζ κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας



Το πιο άνετο μαξιλαράκι ενεργού μασάζ που βοηθά τη φυσική ροή του γάλακτος

Μοναδικό σύστημα εύκολης φύλαξης γάλακτος



Κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη, αντλώντας απευθείας σε ένα από τα μπιμπερό και δοχεία φύλαξης της ευρείας γκάμας της Philips AVENT για το ψυγείο ή την κατάψυξη

