

PHILIPS

AVENT

手動吸乳器

包括 4 安士奶瓶

SCF310/20



專為帶來舒適而設

具有最佳舒適效果的吸乳器，配備按摩墊

生活壓力大或者過於趕忙，都會令您難以出乳，亦會影響您的乳汁供應。Philips AVENT 吸乳器 SCF310/20 經過特別設計，在吸乳期間令您更加舒適。

專為帶來舒適而設

- 專利柔軟 5 片花瓣式按摩墊

臨床證明有效

- 臨床驗證結果*

其他強大功能

- 獨特系統方便儲存母乳
- 手動操作簡單輕易

產品特點

臨床驗證結果*



Philips AVENT 吸乳器的柔和吸乳設計模仿寶貴的自然吸吮動作，比醫用雙電動吸乳器能夠吸出更多母乳*

專利柔軟按摩墊



獨特的伸展按摩墊有助刺激自然出乳

獨特母乳儲存系統



將乳液直接擠到 Philips AVENT 系列之中任何一個嬰兒奶瓶或母乳儲存容器，然後放在冰箱或冷藏箱，令生活更輕鬆寫意

全球產品原產地

英國: 是

中國產品原產地

中國: 是

物料

不含 BPA*: 是

成長階段

階段: 懷孕, 0 - 6 個月

包含物件

手動吸乳器: 1 件數

母乳容器 (125 毫升/ 4 安士): 1 件數

奶瓶座/漏斗蓋: 1 件數

超柔軟、新生兒流量奶嘴: 1 件數

密封碟方便儲存母乳: 1 件數

備用部件: 2 件數

新生兒旅行用奶嘴套裝: 1 件數

