



Philips Avent
Bomba tira-leite manual
com 3 copos
Fácil de utilizar nas suas
deslocações
Bomba com almofada
massajadora macia
Inclui 3 copos de armazenamento
Tetina extra-suave, fluxo recém-
nascido

SCF330/13

Mais conforto, mais leite e utilização fácil*

Bomba tira-leite manual com almofada massajadora

Sente-se de forma confortável, sem se inclinar para a frente, enquanto a almofada massajadora macia estimula o fluxo de leite. A bomba tira-leite manual Avent tem poucas peças e é fácil de montar, utilizar e limpar. Leve e compacta, é fácil de utilizar quando está a deslocar-se.

Sente-se com maior conforto sem ter de se inclinar para a frente

- Posição de extracção mais confortável graças ao design exclusivo

Estimula suavemente a saída e o fluxo do leite

- Almofada massajadora suave com sensação de calor

Extraia, armazene e alimente com um só recipiente

- Inclui 3 copos de armazenamento de leite versáteis

Fácil de utilizar, de armazenar e de transportar

- Design leve e compacto

Outras vantagens

- Montagem intuitiva. Fácil combinação visual das peças
- Compatível com outros produtos de alimentação Philips Avent
- Limpeza fácil graças ao pequeno número de peças separadas
- Funcionamento manual simples



asimpleswitch.com

PHILIPS
AVENT

Bomba tira-leite manual com 3 copos

Fácil de utilizar nas suas deslocações Bomba com almofada massajadora macia, Inclui 3 copos de armazenamento, Tetina extra-suave, fluxo recém-nascido

Destques

Posição mais confortável



A bomba tira leite tem um design exclusivo para que o seu leite flua directamente do peito para o biberão, mesmo quando está sentada direita. Isto significa que pode sentar-se com maior conforto durante a extracção: não precisa de se inclinar para a frente para se assegurar que todo o leite alcança o biberão. Sentar-se confortavelmente e estar descontraída durante a extracção ajuda o seu leite a fluir com maior facilidade, de forma natural.

Almofada massajadora suave



A nossa almofada massajadora conta com uma nova textura aveludada que dá um toque de calor à pele para um estímulo confortável e delicado do fluxo do leite. A almofada foi desenvolvida para imitar de um modo suave a sucção do bebé para ajudar a estimular a saída do leite.

Extraia, armazene e alimente com um só recipiente



Utilize o mesmo copo para extrair, guardar e alimentar o seu bebé com leite materno. Ideal para guardar no frigorífico ou congelador

Design compacto



A bomba tira leite tem um design compacto, que a torna fácil de posicionar. A sua pega ergonómica permite segurá-la confortavelmente e oferece um controlo total ao extrair leite. Visto que é pequena e leve, é fácil de guardar e transportar, tornando as extracções fora de casa mais discretas.

Montagem intuitiva



Fácil combinação visual das peças para montagem intuitiva.

Gama completamente compatível



Esta bomba tira leite pode ser utilizada em combinação com outros produtos de alimentação da gama Philips Avent, incluindo os nossos biberões e frascos para leite materno Classic. A Philips Avent também fornece uma gama de acessórios de cuidados para o peito, que ajudam a mãe durante a amamentação e aumentam o seu conforto.

Limpeza fácil

A limpeza é fácil graças ao pequeno número de peças separadas. É possível colocar todas as peças na máquina de lavar loiça.

Funcionamento manual simples

A bomba tira leite manual é ideal para si se extrair leite ocasionalmente e valorizar um volume compacto. É fácil de utilizar com apenas uma mão.



Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO2. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.

Bomba tira-leite manual com 3 copos

Fácil de utilizar nas suas deslocações Bomba com almofada massajadora macia, Inclui 3 copos de armazenamento, Tetina extra-suave, fluxo recém-nascido

Especificações

País de origem

- Inglaterra

Material

- Bomba tira-leite: Sem BPA* (apenas as peças em contacto com alimentos)
- Tetina: Sem BPA*, Silicone
- Copo de armazenamento de leite: Sem BPA*, Polipropileno

Inclui

- Corpo da bomba tira leite com pega: 1 unid.
- Almofada de tamanho normal: 1 unid.
- Copos de armazenamento de leite: 3 unid.
- Adaptador para copo de conservação de leite: 1 unid.
- Tetina extra-suave, fluxo recém-nascido: 1 unid.
- Conjuntos de amostras de disco de amamentação: 1 embalagem (2 unidades)

Design

- Design da bomba tira-leite: Design compacto
- Design do biberão: Forma ergonómica, Gargalo largo

Fácil de utilizar

- Utilização da bomba tira-leite: Montagem intuitiva, Limpeza fácil, Gama completamente compatível

Fases de desenvolvimento

- Fases: 0 - 6 meses

Funções

- Sem inclinação para a frente: Sente-se numa posição confortável
- Almofada massajadora suave: Estimulação suave
- Inclui copos armazenamento de leite: Extraia, armazene e alimente com um só recipiente



Data de publicação
2018-12-24

Versão: 10.0.1

EAN: 08 71010 36763 00

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Bomba tira-leite sem BPA: associado apenas ao biberão e a outras peças que entram em contacto com o leite materno. Em conformidade com o regulamento da UE 10/2011