

# PHILIPS

## AVENT

Ручной молокоотсос  
серии Natural

Удобство использования в пути

Мягкие массажные лепестки

3 контейнера в комплекте

Ультратягкая соска для  
новорожденных

SCF330/13



## Больше комфорта, больше молока, удобство в пути\*

### Ручной молокоотсос с массажными лепестками

Больше не нужно наклоняться вперед: примите удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать поток молока. Ручной молокоотсос Avent состоит из небольшого количества элементов, поэтому его легко собирать, использовать и очищать. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко сцеживать молоко, где бы вы ни находились.

#### Сцеживание в удобном положении — не нужно наклоняться вперед

- Более удобное положение во время сцеживания благодаря уникальному дизайну

#### Деликатно стимулирует выделение и поддерживает поток молока

- Мягкая массажная насадка оставляет ощущение тепла

#### Простое и удобное сцеживание, хранение и кормление.

- 3 универсальных контейнера для молока в комплекте

#### Простота использования, хранения и транспортировки

- Компактный легкий дизайн

#### Другие преимущества

- Простая сборка. Определение порядка соединения деталей на глаз
- Совместимость с другими изделиями для кормления Philips Avent
- Простота очистки благодаря небольшому количеству отдельных деталей
- Удобное ручное сцеживание



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Особенности

### Удобное положение



Благодаря уникальной форме молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности во время сцеживания естественным образом стимулируют приток молока и облегчают процесс.

### Мягкая массажная насадка



Новое мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Насадка бережно имитирует процесс сосания груди ребенком, обеспечивая приток.

### Простое и удобное сцеживание, хранение и кормление.



Контейнеры подходят и для сцеживания грудного молока, и для хранения, и для кормления ребенка. Идеальны для хранения в холодильнике или морозильной камере

### Компактный дизайн



Компактный дизайн и ручка эргономичной формы позволяют удобно прикладывать молокоотсос к груди, держать его и контролировать процесс сцеживания. Благодаря небольшим размерам и легкому весу молокоотсос удобно хранить и брать с собой в дорогу, делая процесс сцеживания в пути более незаметным.

### Простая сборка



Форма деталей позволяет зрительно определить порядок их соединения, обеспечивая простую сборку молокоотсоса.

### Полная совместимость со всеми сериями



Молокоотсос подходит для использования вместе с другими продуктами для кормления серии Philips Avent, в том числе с бутылочками и контейнерами для хранения молока серии Classic. Philips Avent также предлагает ряд аксессуаров для ухода за грудью, которые помогут вам продлить период грудного вскармливания и обеспечат большой комфорт.

### Простота очистки

Благодаря небольшому количеству отдельных деталей молокоотсос удобен в очистке. Все детали можно мыть в посудомоечной машине.

### Удобное ручное сцеживание

Ручной молокоотсос имеет компактные размеры и идеально подходит для женщин, сцеживающих молоко время от времени. Удобно использовать одной рукой.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO<sub>2</sub>. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

# Характеристики

## Страна изготовления

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии: Да

## Материал

**Молокоотсос:** Без бисфенола-А\* (только детали, контактирующие с пищей)

**Соска:** Не содержит бисфенол-А\*, силикон

**Чашка для хранения молока:** Не содержит бисфенол-А\*, полипропилен

## В комплект входят:

Корпус молокоотсоса с ручкой: 1 шт.

Насадка стандартного размера: 1 шт.

Контейнеры для молока: 3 шт.

Адаптер для чашек для хранения молока: 1 шт.

Ультрамягкая соска для новорожденных: 1 шт.

Пробный комплект вкладышей для бюстгальтера: 1 упаковка (2 шт.)

## Дизайн

**Дизайн молокоотсоса:** Компактный дизайн

**Дизайн бутылочки:** Эргономичная форма, Широкое горлышко

## Удобство использования

**Использование молокоотсоса:** Простая сборка, Простота очистки, Полная совместимость со всеми сериями

## Этапы взросления

**Возраст:** 0–6 месяцев

## Функции

**Не нужно наклоняться вперед:** Сцеживание в удобном положении

**Мягкая массажная насадка:** Деликатная стимуляция

**Контейнеры для молока в комплекте:** Простое и удобное сцеживание, хранение и кормление.

