



Philips Avent
Tiralatte manuale con biberon
Facile da utilizzare ovunque ti trovi

Tiralatte con cuscinetto massaggiante
Include biberon e tettarella Natural
Coperchio da viaggio, disco sigillante



SCF330/20

Più comfort, più latte. Facile da utilizzare ovunque ti trovi*

Tiralatte manuale con coppa massaggiante

Siediti comodamente senza bisogno di chinarti in avanti mentre i nostri morbidi cuscinetti massaggianti stimolano delicatamente il flusso di latte. Il tiralatte manuale Avent è composto da poche parti facili da assemblare, utilizzare e pulire. Il peso ridotto e il design compatto garantiscono un facile utilizzo ovunque ti trovi.

Richiede di chinarsi meno in avanti (testato clinicamente)*

- Posizione rilassata grazie allo speciale design

Morbido cuscinetto con petali per il massaggio

- Il morbido cuscinetto massaggiante stimola delicatamente il flusso di latte

Facile da utilizzare, facilita l'estrazione e la pulizia

- Poche parti separate e design semplice
- Design leggero e compatto

Facilita la combinazione tra allattamento al seno e al biberon.

- Include la nostra tettarella e il nostro biberon Natural



asimpleswitch.com

PHILIPS
AVENT

Tiralatte manuale con biberon

Facile da utilizzare ovunque ti trovi Tiralatte con cuscinetto massaggiante, Include biberon e tettarella Natural, Coperchio da viaggio, disco sigillante

In evidenza

Posizione rilassata



Questo tiralatte presenta un design esclusivo, che consente al latte di fluire direttamente dal tuo seno al biberon, anche quando sei seduta diritta. Questo significa che potrai sederti in modo più comodo durante l'estrazione del latte senza bisogno di chinarti in avanti per far fluire il latte nel biberon. Siediti comodamente e rilassati durante l'estrazione, in questo modo aiuterai il latte a fluire più facilmente.

Morbidi cuscinetti massaggianti



Il nostro cuscinetto massaggiante ha una nuova texture morbida vellutata che dona una sensazione di calore sulla pelle per una stimolazione delicata del flusso di latte. L'iconico cuscinetto con petali per il massaggio è progettato per riprodurre delicatamente la suzione del tuo bambino e far fluire il latte in modo delicato.

Facile da utilizzare ovunque ti trovi



Il tiralatte è piccolo e leggero, il che significa che è facile da riporre e trasportare, per un'estrazione più discreta durante gli spostamenti.

Facile utilizzo, estrazione e pulizia



Poche parti separate e design intuitivo per una facile estrazione in ogni momento.

Include il nostro biberon Natural



L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dal seno al biberon.

SCF330/20

Specifiche

Paese di origine

- Inghilterra

Materiale

- Tiralatte: Senza BPA* (solo parti a contatto con il cibo)
- Biberon: Senza BPA*, Polipropilene
- Tettarella: Senza BPA*, Silicone

Contenuto della confezione

- Tiralatte con impugnatura: 1 pz.
- Cuscinetto massaggiante standard: 1 pz (19,5 mm, è disponibile separatamente un cuscinetto di dimensioni più grandi)
- Biberon Natural da 125 ml: 1 pz.
- Tettarella prime poppate extramorbida: 1 pz.
- Coperchio per il trasporto: 1 pz.
- Disco sigillante per la conservazione del latte: 1 pz.
- Campioni coppette assorbitate: 1 confezione (2 pz.)

Design

- Design tiralatte: Design compatto
- Design del biberon: Design ergonomico, Collo ampio

Facilità d'uso

- Utilizzo del tiralatte: Facile pulizia, Gamma completamente compatibile, Assemblaggio intuitivo

Fasi di crescita

- Fasi: Da 0 a 6 mesi

Funzioni

- Non serve chinarsi in avanti: Siediti comodamente
- Morbidi cuscinetti massaggianti: Stimolazione delicata



Data di rilascio
2018-12-24

Versione: 18.0.1

EAN: 08 71010 35658 40

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Comfort testato clinicamente: i test svolti su 110 mamme hanno mostrato una preferenza significativa per Philips Avent rispetto a un marchio concorrente

* Massimo comfort: il 73% di 73 mamme durante il periodo dell'allattamento nel Regno Unito ha definito questo tiralatte più comodo di quelli dei marchi concorrenti (principali marchi sul mercato).

* Ricerche indipendenti hanno dimostrato che potrebbe esserci un collegamento tra il livello di stress e la produzione di latte. Maggiori informazioni sul sito: www.philips.com/avent

* Tiralatte senza BPA: associato solo con il biberon e con le altre parti che vengono a contatto con il latte materno. Conforme al regolamento UE 10/2011