

PHILIPS

AVENT

Ручной молокоотсос

Comfort

С бутылочкой 125 мл серии Natural



SCF330/40



Больше комфорта, больше молока*

Клинически доказанный комфорт*

Если вы испытываете чувство расслабленности и комфорта, приток молока увеличивается, поэтому мы создали самый удобный молокоотсос в нашей линейке: сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед, стимулируя приток молока при помощи мягкой массажной насадки.

Клинически доказано: наклоняться вперед нужно значительно меньше*

- Удобное положение благодаря особому дизайну

Мягкая насадка с массажными лепестками

- Мягкая массажная насадка бережно стимулирует приток молока

Удобные настройки, сцеживание и очистка

- Компактный легкий дизайн
- Несколько съемных деталей и продуманный дизайн

Особенности

Удобное положение



Благодаря уникальной форме молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности облегчают процесс сцеживания.

Мягкая массажная насадка



Мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Уникальная

насадка с лепестками имитирует процесс сосания груди ребенком, бережно стимулируя процесс лактации.

Удобство в дороге



Благодаря небольшим размерам и легкому весу молокоотсос удобно хранить и брать с собой в дорогу, что делает процесс сцеживания в пути более незаметным.

Удобные настройки, сцеживание и очистка



Всего несколько съемных деталей и продуманный дизайн. С легкостью сцеживайте молоко для малыша в любое время.

Характеристики

Страна изготовления

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии: Да

Материал

Молокоотсос: Без бисфенола-А* (только детали, контактирующие с пищей)

Бутылочка: Не содержит бисфенола-А*, полипропилен

Соска: Не содержит бисфенола-А*, силикон

В комплект входят:

Корпус молокоотсоса с ручкой: 1 шт.

Массажная насадка стандартного размера: 1 шт. (19,5 мм, насадка большего размера приобретается отдельно)

Контейнер для молока 125 мл: 1 шт.

Крышка для транспортировки: 1 шт.

Крышка для хранения молока: 1 шт.

Дизайн

Дизайн молокоотсоса: Компактный дизайн

Дизайн бутылочки: Эргономичная форма, Широкое горлышко

Удобство использования

Использование молокоотсоса: Простота очистки, Полная совместимость со всеми сериями, Простая сборка

Этапы взросления

Возраст: 0–6 месяцев

Функции

Не нужно наклоняться вперед: Сцеживание в удобном положении

Мягкая массажная насадка: Деликатная стимуляция



* Клинически доказанный комфорт: результаты тестирования с участием 110 мам показали, что большинство из них предпочитают Philips Avent ведущему конкуренту.
* Больше комфорта: 73% из 73 кормящих мам в Великобритании отметили, что этот молокоотсос более удобен в использовании, чем тот, которым они пользовались раньше (основные бренды на рынке).
* Больше молока: независимое исследование показало, что стресс может влиять на количество сцеживаемого молока. См. www.philips.com/avent
* Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.