



Philips Avent
Tiralatte Elettrico singolo

Natural

Include biberon da 125 ml



SCF332/01

Più comfort, più latte

Tiralatte dotato di morbido cuscinetto massaggiante con petali

Quando ti senti a tuo agio e sei rilassata il latte esce più facilmente. Ecco perché abbiamo inventato un tiralatte ancora più comodo: siediti comodamente senza bisogno di chinarti in avanti e lascia che i nostri morbidi cuscinetti massaggianti stimolino delicatamente il flusso di latte.

Siediti comodamente senza doverti chinare in avanti

- Posizione di estrazione più confortevole grazie all'esclusivo design

Scegli l'impostazione più comoda per te

- Dispone di una modalità delicata di stimolazione con 3 impostazioni

Stimola in modo delicato la produzione di latte

- Morbidi cuscinetti massaggianti per una sensazione di calore

Rende più semplice l'allattamento misto

- Include la nostra tettarella e il nostro biberon Natural

Altri vantaggi

- Design leggero e compatto
- Assemblaggio intuitivo. Semplice combinazione visiva delle parti
- Compatibile con altri prodotti per l'allattamento Philips Avent
- Facile pulizia grazie al numero ridotto di parti separate
- Funzionamento facile con la semplice pressione di un pulsante

In evidenza

La posizione più confortevole



Questo tiralatte presenta un design esclusivo, che consente al latte di fluire direttamente dal tuo seno al biberon, anche quando sei seduta dritta. Questo significa che potrai sederti in modo più comodo durante l'estrazione del latte senza bisogno di chinarti in avanti per far fluire il latte nel biberon. Siediti comodamente e rilassati durante l'estrazione, in questo modo aiuterai il latte a fluire più facilmente.

Impostazioni semplici tra cui scegliere



Quando è acceso, il tiralatte comincia automaticamente in modalità di stimolazione delicata. Poi, puoi scegliere tra 3 impostazioni di stimolazione per il flusso di latte più confortevole.

Morbidi cuscinetti massaggianti



Il nostro cuscinetto massaggiante con petali è arricchito da una nuova morbidezza vellutata che dona una sensazione di calore sulla pelle per una stimolazione delicata del flusso di latte. Il cuscinetto è progettato per riprodurre delicatamente la suzione del tuo bambino e far fluire il latte in modo delicato.

Include la nostra tettarella Natural



L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno a quello al biberon.

Design compatto



Il tiralatte ha un design compatto, che ne facilita l'utilizzo. La piccola e leggera base può

essere facilmente posizionata per un controllo totale durante l'estrazione. Per la massima praticità nel trasporto, il tubo si avvolge semplicemente intorno alla base. Facile utilizzo ovunque grazie alle batterie.

Facile pulizia

La pulizia è facile, grazie al numero ridotto di parti separate. Il latte non viene mai a contatto con il tubo e la base. Tutte le parti sono lavabili in lavastoviglie, eccetto le parti elettriche.

Funzionamento facile

Un tiralatte elettrico singolo è la soluzione ideale per le mamme che estraggono latte frequentemente e che cercano la massima semplicità di utilizzo, con il semplice tocco di un pulsante.

Assemblaggio intuitivo



Semplice combinazione visiva delle parti per un assemblaggio intuitivo.



Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO₂. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

Specifiche

Paese di origine

- Inghilterra

Materiale

- Tiralatte: Polipropilene, Senza BPA*
- Biberon: Polipropilene, Senza BPA*
- Tettarella: Silicene, Senza BPA*

Contenuto della confezione

- Corpo del tiralatte: 1 pz.
- Base con tubo incluso: 1 pz.
- Coppa di misura standard: 1 pz.
- Biberon Natural da 125 ml: 1 pz.
- Tettarella per prime poppate extramorbida: 1 pz.
- Dischetto sigillante per la conservazione del latte: 1 pz.
- Campioni di coppette assorbilatte: 2 (2 coppette per il giorno e 2 coppette per la notte) pz.
- Membrana: 1 pz.

Tiralatte

- Materiale: Senza BPA*

Design

- Design tiralatte: Design compatto
- Design del biberon: Design ergonomico, Collo ampio

Facilità d'uso

- Utilizzo del tiralatte: Assemblaggio intuitivo, Facile pulizia, Gamma completamente compatibile

Fasi di crescita

- Fasi: Da 0 a 6 mesi

Funzioni

- Non serve chinarsi in avanti: Siediti comodamente
- Impostazioni: 3 impostazioni di estrazione, 1 modalità di stimolazione
- Morbidi cuscinetti massaggianti: Stimolazione delicata



Data di rilascio
2018-07-24

Versione: 7.1.1

EAN: 08 71010 35790 69

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* 0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011