

PHILIPS

AVENT

Одинарный электронный
набор для кормления грудью

Ultra Comfort



SCF332/35



Сцеживание, хранение, кормление, уход Простое решение для грудного вскармливания

Набор для сцеживания молока Comfort Breastfeeding Support Kit — идеальное решение для мам. В набор входят все необходимые аксессуары для сцеживания и хранения молока, а также для кормления малыша.

Сцеживание — одинарный электронный молокоотсос

- Уникальный дизайн для сцеживания в любом удобном положении
- Мягкая массажная насадка бережно стимулирует приток молока
- Усиленная насадка для более мощного всасывания
- Выбирайте наиболее эффективные и комфортные параметры
- Создан для бесшумного сцеживания
- Несколько съемных деталей и продуманный дизайн

Кормление — бутылочка и соска серии Natural

- Бутылочка и соска серии Natural в комплекте

Хранение — контейнеры

- Сцеживание в контейнеры для хранения
- Для надежного хранения и транспортировки

Уход — одноразовые вкладыши с термогелем для бюстгальтера

- Мягкая шелковистая поверхность, дышащий материал

Особенности

Комфорт при сцеживании



Благодаря уникальной форме молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку или контейнер, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять любое удобное для вас положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности облегчают процесс сцеживания.

Мягкая массажная насадка



Мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Уникальная насадка с лепестками имитирует процесс сосания груди ребенком, бережно стимулируя процесс лактации.

Мягкая усиленная насадка



Выбирайте усиленную насадку, когда вам необходимо более мощное всасывание.

Удобный выбор режимов



При включении молокоотсос автоматически запускается в режиме деликатной стимуляции, улучшая приток молока. Затем можно выбрать одну из трех настроек, с которой сцеживание будет наиболее комфортным.

Тихий насос



Создано для незаметного сцеживания.

Удобные настройки, сцеживание и очистка



Всего несколько съемных деталей и продуманный дизайн. С легкостью сцеживайте молоко для малыша в любое время.

Бутылочка серии Natural в комплекте



Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

Сцеживание в контейнеры для хранения



Адаптер для чашек позволяет удобно сцеживать молоко в надежные контейнеры для хранения, благодаря которым молоко не прольется.

Надежная герметичная крышка



Контейнеры для хранения Philips Avent оснащены крышкой, которая обеспечивает полную герметичность для удобного хранения и транспортировки.

Мягкая шелковистая поверхность



Одноразовые вкладыши для бюстгальтера Philips Avent изготовлены из дышащего материала с мягким шелковистым верхним слоем, а их многослойная структура обеспечивает высокую степень впитывания.

Характеристики

Страна изготовления

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии: Да

Материал

Молокоотсос: Без бисфенола-А* (только детали, контактирующие с пищей)

Бутылочка: Не содержит бисфенол-А*, полипропилен

Соска: Не содержит бисфенол-А*, силикон

Вкладыши для бюстгалтера: Натуральный дышащий материал, Мягкий шелковистый верхний слой

Контейнеры для хранения: Без бисфенола-А*, полипропилен

В комплект входят:

Корпус молокоотсоса: 1 шт.

Основа вместе с трубкой: 1 шт.

Массажная насадка (19,5 мм): 1 шт. (насадка

увеличенного размера продается отдельно)

Усиленная насадка (27 мм): 1 шт.

Бутылочка серии Natural 125 мл: 1 шт.

Бутылочка серии Natural 260 мл: 1 шт.

Крышка для хранения молока: 1 шт.

Контейнеры для хранения молока (180 мл): 10 шт.

Адаптер для чашек для хранения молока: 2 шт.

Одноразовые вкладыши для бюстгалтера: 18 шт.

Моющийся чехол: 1 шт.

Накладки на соски:

2 шт.

Зажим для бюстгалтера: 1 шт.

Дизайн

Дизайн молокоотсоса: Компактный дизайн

Дизайн бутылочки: Эргономичная форма, Широкое горлышко

Удобство использования

Использование молокоотсоса: Простота очистки, Полная совместимость со всеми сериями, Простая сборка

Этапы взросления

Возраст: 0–6 месяцев

Функции

Не нужно наклоняться вперед: Сцеживание в удобном положении

Настройки: 3 варианта настроек, 1 режим стимуляции

Мягкая массажная насадка: Деликатная стимуляция



* Клинически доказанный комфорт: в ходе исследования, проведенного среди 110 мам из США, Великобритании, Китая и России в марте 2016 года, участницы оценивали эффективность и комфорт продукции Philips Avent в среднем на 8,6 из 10.

* Независимое исследование показало, что стресс может влиять на количество сцеживаемого молока. См. www.philips.com/avent • Philips Avent – любимая марка российских мам. По результатам исследования "Baby Index - 2018" компании ООО «Ипсос Комкон» в категориях молокоотсосов и приспособлений для кормления

* Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011. • Philips Avent – бренд №1 по рекомендациям педиатров. По результатам исследования «MEDI-Q-2018» компании ООО «Ипсос Комкон» в категориях молокоотсосов и приспособлений для кормления