

PHILIPS

AVENT

Elektrische Doppel-Milchpumpe

Mehr Milch in kürzerer Zeit abpumpen

Inklusive weichem Massagekissen

Reisetasche und 2 Flaschen



SCF334/31



Mehr Komfort, mehr Milch in kürzerer Zeit* Elektrische Doppel-Milchpumpe mit Massagekissen

Die äußerst komfortable Doppelmilchpumpe ist ideal, wenn Sie nicht viel Zeit haben. Beschleunigen Sie das Abpumpen und bleiben Sie bequem sitzen, während das weiche Massagekissen sanft den Milchfluss anregt. Die Pumpe ist leise und einfach zusammenzusetzen, zu personalisieren, zu verwenden und zu reinigen.

Kein Vorbeugen nötig

- Angenehme Position beim Abpumpen durch einzigartiges Design

1 Stimulationsmodus und 3 Abpumpeinstellungen

- Wählen Sie die Einstellung, die effektiv und angenehm für Sie ist

Regt sanft den Milchfluss an

- Weiche Massagekissen im Blütendesign
- Mehr Milch in kürzerer Zeit mit einer Doppelpumpe

Einfaches Einrichten, Abpumpen und Reinigen

- Geschlossenes System für hygienisches Abpumpen
- Wenige Einzelteile und intuitives Design
- Inklusive Natural-Flasche und -Sauger für naturnahes Trinken

Eine leise Pumpe für diskretes Abpumpen zu jeder Zeit

- Entwickelt für leises Abpumpen

Besonderheiten

Entspannte Position beim Abpumpen



Die Milchpumpe wurde in einem einzigartigen Design entwickelt, damit die Milch direkt von der Brust in die Flasche oder den Behälter fließen kann – sogar wenn Sie aufrecht sitzen. Das bedeutet, dass Sie beim Abpumpen von Milch bequemer sitzen können und sich nicht mehr nach vorne lehnen müssen, damit die Milch in die Flasche fließt. Eine bequeme und entspannte Sitzposition beim Abpumpen trägt ganz natürlich zu einem erleichterten Milchfluss bei.

Einfache Einstellungen zur Auswahl



Wenn die Pumpe eingeschaltet wird, beginnt automatisch der sanfte Stimulationsmodus, um den Milchfluss anzuregen. Wählen Sie dann eine der 3 Abpumpeinstellungen, damit das Abpumpen für Sie angenehm verläuft.

Weiches Massagekissen



Unser Massagekissen besteht aus einem samtweichen Gewebe, das ein warmes Gefühl auf der Haut erzeugt und den Milchfluss angenehm und sanft anregt. Das Komfortkissen wurde so entwickelt, dass es die Saugbewegung Ihres Babys imitiert und den Milchspendereflex sanft anregt.

Mehr Milch in kürzerer Zeit



Schnelleres Abpumpen mit einer Doppelmilchpumpe im Vergleich zu einer Einzelmilchpumpe.

Kein Auslaufen der Milch durch Schläuche



Kein Auslaufen der Milch durch Schläuche.

Einfaches Einrichten, Abpumpen und Reinigen



Wenige Einzelteile und intuitives Design. Pumpen Sie jederzeit ganz einfach Milch für Ihr Baby ab.

Inklusive Natural-Flasche



Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

Leise Pumpe



Entworfen für diskretes Abpumpen – jederzeit.

Daten

Design

Design der Flasche: Ergonomische Form, Breiter Hals

Design der Milchpumpe: Kompaktes Design

Entwicklungsstufen

Schlafphasen: 0 bis 6 Monate

Benutzerfreundlichkeit

Verwendung der Milchpumpe: Einfache Reinigung, Vollständig kompatibles System, Intuitives Zusammensetzen

Funktionen

Kein Nach-vorne-lehnen: Bequeme Sitzposition

Einstellungen: 1 Stimulationsmodus, 3 Abpumpeinstellungen

Weiches Massagekissen: Sanfte Stimulation

Material

Flasche: BPA-frei*, Polypropylen

Sauger: BPA-frei*, Silikon

Milchpumpe: BPA-frei* (nur Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen)

Lieferumfang

Milchpumpengehäuse: 2 Stck.

Basis inkl. Schlauch: 1 Stck.

Standardkissen (19,5 mm): 2 Stück (ein

größeres Kissen kann separat erworben werden)

Natural-Flasche, 125 ml: 2 Stck.

Verschlussdeckel für Milchaufbewahrung: 2 Stck.

Reisedeckel: 2 Stck.

Reiseetui: 1 Stck.

Probepackungen Stilleinlagen: 1 Packung (2 Stck)

Ursprungsland

England

