



Calientabiberones que conserva los nutrientes

- Calentamiento seguro, sin exceso
- Apagado y calor constante automáticos
- Descongelación cuidadosa
- También calienta comida para bebés

SCF356/00

Ayuda a preservar los nutrientes y las vitaminas de la leche

Calienta con cuidado y de forma segura, sin sobrecalentamiento

Este calientabiberones Philips Avent ayuda a preservar los nutrientes y las vitaminas de la leche materna gracias a su tecnología para calentar cuidadosamente. El sensor integrado realiza un seguimiento de la temperatura de la leche y la controla, evitando los sobrecalentamientos y las quemaduras.

Beneficios

Calentamiento cuidadoso, temperatura de la leche 100 % segura

- Tecnología de calentamiento cuidadoso
- Sensor de seguimiento que evita el sobrecalentamiento y las quemaduras

Fácil de usar

- Indicador de progreso inteligente
- Funciones de apagado y de mantenimiento de la temperatura automáticos

Cómodo y compatible

- Ajuste de descongelación suave para biberones
- También se puede utilizar para calentar comida para bebés
- Compatible con los biberones y recipientes Philips Avent

Varios ajustes para calentar

- Calienta la leche a la temperatura preferida por su bebé

PHILIPS

Características

Tecnología de calentamiento cuidadoso



Este calienta-biberones utiliza tecnología de calentamiento cuidadoso, gracias a la que la leche circula, calentándose con cuidado y de forma uniforme, lo que evita las quemaduras. Esto le da la tranquilidad de que su bebé siempre disfrute de una leche calentada a la perfección y de forma segura.

Sin sobrecalentamiento ni quemaduras



El sensor integrado controla y realiza un seguimiento de la temperatura de la leche para garantizar un calentamiento seguro en todo momento, sin quemaduras ni excesos de temperatura.

Indicador de progreso inteligente



El calientabiberones cuenta con un indicador de progreso inteligente que te permite saber fácilmente si la leche está lista.

Apagado y mantenimiento de la temperatura automáticos



El calientabiberones incluye funciones de apagado y mantenimiento de la temperatura automáticos para que la leche esté siempre a la temperatura

Especificaciones

Ten en cuenta que esto es un folleto de preventas. El contenido de este folleto refleja según nuestro mejor conocimiento la fecha y el país mencionados anteriormente. El contenido de este folleto está sujeto a cambios sin previo aviso. Philips no acepta responsabilidad alguna por el contenido de este folleto.

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (ancho x alto x profundo)	160,4 x 139,9 x 148,55 mm
Dimensiones del paquete (anch. x alt. x prof.)	175 x 185 x 160 mm

País de origen

Diseñado en	Europa
Fabricado en	China

perfecta durante 20 minutos. Una vez transcurrido este periodo, se apaga solo.

Ajuste de descongelación suave



El calientabiberones dispone de un cómodo ajuste de descongelación. Es más seguro que descongelar la leche en el microondas y más cómodo que utilizar agua, y solo tiene que seleccionar el ajuste para descongelar la leche o la comida de su bebé.

También calienta comida para bebés

Al igual que se calientan los biberones, también puede utilizar el calientabiberones para calentar comida para bebés de forma suave y uniforme.

Totalmente compatibles



El calientabiberones es totalmente compatible con todos los biberones y recipientes Philips Avent*. Utilícelo para calentar cómodamente los biberones y los recipientes de comida para bebés.

Varios ajustes para calentar



Se proporcionan varias funciones de calentamiento a distintas temperaturas, para cubrir todos los gustos del bebé.

Qué incluye

Calientabiberones	1 uds
-------------------	-------

Etapas de desarrollo

Etapas	Todas
--------	-------

Material del producto

ABS	Sí
PP	Sí

Dimensiones del embalaje

Altura	18,50 cm
Anchura	17,50 cm
Profundidad	16,00 cm

Peso neto	0,56 kg
Peso bruto	0,77 kg
EAN	08710103654834
Número de productos incluidos	1
País de origen	CN
Código del Sistema Armonizado	851679

Caja exterior

Longitud	36,00 cm
Anchura	16,80 cm
Altura	39,00 cm
Peso bruto	3,48 kg
EAN	18710103654831
Número de embalajes del cliente	4

* Las bolsas para leche materna y los biberones de 60 ml de Philips Avent no se pueden utilizar en este calentabiberones.



Datos sujetos a cambios
2017, Febrero 20

Version: 5.1.1
EAN: 08710103654834

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus respectivos propietarios.

www.philips.com