

PHILIPS

AVENT


Chupete Ultra Air

Deje que la piel de su bebé respire

6-18m

Anatómicos y sin BPA

1 unidad



SCF458/12



Un chupete ligero y respirable

Los agujeros de aireación extragrandes permiten que la piel del bebé transpire

Calme a su bebé con un chupete que deja respirar la piel. Philips Avent ultra air cuenta con orificios extragrandes que mantienen la piel seca. Su protector ligero está diseñado para brindar el máximo flujo de aire. Disponible en varios colores y diseños.

Un chupete ligero y respirable

- 4 orificios de aireación extragrandes
- La piel se mantiene más seca y aliviada
- Bordes redondeados para una mayor tranquilidad y comodidad

Tetina cómoda y suave


- El 98% de los bebés acepta nuestros chupetes Ultra Air*
- Tetina suave con textura que ofrece una comodidad tranquilizante
- Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Esterilícelo y guárdelo en una práctica funda

- Esterilícelo y guárdelo en una práctica funda

Destacados

4 orificios de aireación extragrandes



ultra air se diseñó para permitir el máximo flujo de aire a fin de que la piel sensible de su bebé pueda respirar.

La piel se mantiene más seca



La piel del pequeño se mantiene más seca y aliviada gracias al diseño transpirable de este chupete con un máximo flujo de aire.

Cómodo y con bordes redondeados



El escudo Ultra Air es ligero y tiene bordes redondeados para la comodidad de su bebé.

Aceptación de tetina



Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las madres cómo respondían sus pequeños a nuestras suaves tetinas de silicona y un promedio del 98% afirmó que su bebé aceptaba los chupetes Ultra Soft y Ultra Air de Philips Avent.

Tetina suave con textura



La tetina de silicona con textura sedosa de este chupete tranquiliza y calma al bebé.

Tetina anatómica



Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

Esterilización y almacenamiento sencillos



La funda de viaje ultra air sirve también como esterilizador, por lo que solo tendrá que agregar un poco de agua y meterlo en el microondas. Así podrá asegurarse de que está limpio para el siguiente uso.

Especificaciones

Contenido

Chupete Ultra Air: 1 piezas

Accesorios incluidos

Esterilizador/funda de transporte: Y

Seguridad

Mango de seguridad: Y

Libre de BPA: Y

Higiene

Fácil de limpiar: Y

Puede esterilizarse: Y

Apto para lavavajillas: Y

