

400 毫升



SCF513/40



让宝宝肌肤和头皮光滑柔软

富含睡莲精华和牛奶蛋白

性质温和低泡，不含皂质和羊毛脂，清洁肌肤效果极佳，不会去除天然油质。可令宝宝头发丝滑，肌肤及头皮光滑柔软。

轻柔呵护宝宝的肌肤

- 质地极为温和，呵护最敏感的肌肤
- 低敏感

非常适合宝宝的头发

- 柔和低泡洗发水
- 无泪配方

规格

包装内物品

婴儿洗发沐浴露: 1支 400 毫升

原产地

英国

设计

颜色: 产品设计因国家而异。
硬管

发育阶段

阶段: 0 至 6 个月, 6 至 12 个月

尺寸和重量

音量: 400 毫升

原料

羊毛脂: 否

肥皂: 否