



Philips Avent
Biberon Classic+

1 biberon

125 ml
Tettarella prime poppate
0m+



SCF560/17

Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*

Progettato per un'alimentazione ininterrotta

Il sistema Airflex e la tettarella vellutata del nostro biberon Classic+ sono progettati per ridurre al minimo le interruzioni e l'irritabilità durante la poppata. Grazie alla valvola anticolica integrata, l'aria viene indirizzata nel biberon e non nel pancino del tuo bimbo.

Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*

- Valvola anticolica testata per ridurre le coliche*
- 60% di irritabilità in meno durante la notte*
- La superficie scanalata evita il collasso della tettarella per un'alimentazione senza interruzioni
- Forma della tettarella progettata per una presa sicura

Semplice da utilizzare, pulire e assemblare


- Progettata per evitare fuoriuscite
- Facile da pulire e montare con poche parti
- Facile da impugnare
- Il collo ampio con angoli arrotondati del biberon garantisce una facile pulizia

Altri vantaggi

- Gamma compatibile per il passaggio dall'allattamento al seno alle tazze
- Il biberon non contiene BPA
- Sono disponibili tettarelle con diverse tipologie di flusso


In evidenza

Meno coliche



La valvola anticolica tiene lontana l'aria dal pancino del bimbo ed è progettata per ridurre coliche e fastidi. Durante l'allattamento, la valvola integrata nella tettarella si flette consentendo il passaggio dell'aria e incanalandola verso nel biberon, per evitare che si formi il vuoto. L'aria rimane all'interno del biberon e non entra nel pancino del tuo bimbo, riducendo l'incidenza di coliche e fastidi.

Meno irritabilità



Il biberon Anti-colic Philips Avent riduce l'irritabilità. I neonati allattati con i biberon Anti-colic Philips Avent mostrano il 60% in meno di irritabilità durante la notte rispetto ai neonati allattati con biberon anticolica di altre marche.*

Alimentazione senza interruzioni



La forma della tettarella consente una presa sicura e la superficie scanalata evita il collasso per un'alimentazione confortevole e senza interruzioni.

Presa sicura

Forma della tettarella progettata per una presa sicura

Progettata per evitare fuoriuscite

Il nostro biberon Anti-colic è stato progettato per evitare fuoriuscite durante l'allattamento, per un'esperienza di utilizzo più piacevole.

Facile da assemblare



Il nostro biberon Anti-colic è formato da poche parti che possono essere montate in modo rapido e semplice.

Facile da impugnare



L'esclusiva forma del biberon lo rende facile da impugnare e da tenere in qualsiasi posizione.

Facile da pulire



Con il collo ampio e gli angoli arrotondati, il nostro biberon è più facile da pulire in modo rapido e completo. La facilità di pulizia assicura un allattamento più igienico.



asimpleswitch.com

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO₂. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

Biberon Classic+
1 biberon 125 ml, Tettarella prime poppate, 0m+

SCF560/17

Specifiche

Materiale

- Biberon: Senza BPA, Polipropilene
- Tettarella: Senza BPA, Silicone

Contenuto della confezione

- Biberon: 1 pz.

Biberon

- Capacità: 125 ml

Design

- Design del biberon: Design ergonomico, Collo ampio

Facilità d'uso

- Utilizzo del biberon: Adatto a lavastoviglie e

microonde, Facile da assemblare, Facile da pulire, Facile da impugnare

Fasi di crescita

- Fasi: 0-12 mesi

Funzioni

- Valvola Anti-colic: Sistema di ventilazione Airflex progettato per ridurre l'ingestione di aria
- Tettarella: Allattamento facile, superficie scanalata per evitare il collasso, sistema anti-colica testato
- Facilità d'uso: Semplice da pulire e assemblare, Progettata per evitare le fuoriuscite, 4 pezzi per un facile montaggio



Data di rilascio
2018-07-23

Versione: 8.1.1

EAN: 08 71010 36951 27

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* A 2 settimane di età, i neonati allattati con un Biberon Philips Avent hanno mostrato di avere meno coliche e una significativa riduzione dell'irritabilità notturna rispetto ai neonati allattati con il biberon di un concorrente.

* Tettarella progettata per evitare che collassi e provochi ingestione di aria e interruzioni dell'alimentazione.

* Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le coliche sono causate in parte dall'ingestione di aria durante l'allattamento, che crea problemi all'apparato digerente del bambino. I sintomi includono pianto e irritabilità.