



Philips Avent
Botol susu Classic+

2 Botol

4oz/125ml
Dot aliran untuk bayi baru lahir
0 bulan+



SCF560/27

Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*

Dirancang untuk menyusui berkelanjutan

Sistem ventilasi Airflex dan dot bertekstur di botol Classic+ kami dirancang untuk mengurangi gangguan dan rasa tidak nyaman selama menyusui. Dengan katup anti-kolik terintegrasi, udara dialirkan ke dalam botol dan bukan ke perut bayi.

Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*

- Katup anti-kolik yang terbukti mengurangi kolik*
- Rengakan berkurang 60% di malam hari*
- Tekstur bergelombang mencegah kempis untuk menyusui berkelanjutan
- Bentuk dot dirancang agar menempel pas di mulut bayi

Mudah digunakan, dibersihkan, dan dipasang


- Desain bebas-bocor
- Mudah dibersihkan dan dirakit dengan hanya beberapa komponen
- Mudah digenggam
- Botol berleher lebar dengan sudut membulat agar mudah dibersihkan

Manfaat lainnya

- Rangkaian produk kompatibel dari menyusui hingga gelas
- Botol ini bebas BPA
- Tersedia tingkat aliran dot yang berbeda


Kelebihan Utama

Mengurangi kolik



Katup anti-kolik kami didesain untuk menghalangi udara masuk ke perut bayi untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman. Saat bayi Anda minum, katup lentur yang terintegrasi dalam dot memasukkan udara ke botol untuk mencegah terbentuknya vakum dan mengalirkannya ke bagian belakang botol. Katup menjaga udara tetap dalam botol dan tidak masuk ke perut bayi untuk membantu mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman.

Mengurangi rewel



Botol Philips Avent Anti-kolik mengurangi rewel. Bayi yang minum dengan botol Philips Avent Classic+ 60% lebih tidak rewel di malam hari dibandingkan dengan bayi yang minum dari botol anti-kolik kompetitor.*

Menyusui berkelanjutan



Bentuk dot menjadikannya pas menempel pada mulut bayi dan tekstur bergelombang membantu mencegah dot kempis untuk menyusui berkelanjutan yang nyaman.

Menempel pas

Bentuk dot dirancang agar menempel pas di mulut bayi

Desain bebas-bocor

Botol Anti-kolik kami dirancang untuk mencegah kebocoran saat menyusui, sehingga pengalaman menyusui jadi menyenangkan.

Perakitan mudah



Botol Anti-kolik kami hanya memiliki beberapa komponen untuk pemasangan cepat dan ringkas.

Mudah digenggam



Bentuk botol yang unik menjadikannya mudah dipegang dan digenggam dari segala arah.

Mudah membersihkan



Dengan leher lebar dan sudut yang membulat, botol kami lebih mudah dibersihkan dengan cepat dan menyeluruh. Kemudahan pembersihan memastikan menyusui lebih higienis.



asimpleswitch.com

Logo Philips Green

Produk-produk Philips Green dapat mengurangi biaya, konsumsi energi, dan emisi CO₂. Bagaimana caranya? Produk-produk ini menawarkan pemeliharaan lingkungan yang signifikan dalam satu atau beberapa Green Focal Area Philips - Efisiensi energi, Kemasan, Zat berbahaya, Bobot, Daur ulang dan pembuangan, serta Keandalan seumur hidup.

Botol susu Classic+
2 Botol 4oz/125ml, Dot aliran untuk bayi baru lahir, 0 bulan+

SCF560/27

Spesifikasi

Bahan

- Botol: Bebas BPA, Polipropilena
- Dot: Bebas BPA, Silikon

Item yang disertakan

- Botol susu: 2 pcs

Botol

- Kapasitas: 4oz/125ml

Desain

- Desain botol: Bentuk ergonomis, Leher lebar

Mudah digunakan

- Penggunaan botol: Aman untuk mesin pencuci

piring & microwave, Perakitan mudah, Mudah membersihkan, Mudah digenggam

Tahap perkembangan

- Tahap: 0-12 bulan

Fungsi

- Katup anti-kolik: Sistem ventilasi Airflex dirancang untuk mengurangi udara tertelan
- Dot: Mudah menempel pada mulut bayi, Tekstur bergelombang mencegah dot kempis, Sistem anti-kolik yang sudah terbukti
- Mudah digunakan: mudah dibersihkan dan dipasang, desain bebas-bocor, 4 bagian untuk kemudahan pemasangan



Tanggal dikeluarkan
2018-07-23

Versi: 8.1.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* Pada usia 2 minggu, bayi yang minum dengan botol Philips Avent lebih jarang kolik, dan lebih jarang rewel di malam hari dibandingkan dengan bayi yang minum dengan botol merek lain.

* Desain dot terbukti mencegah dot kempis, menelan udara, dan gangguan selama menyusui.

* Apa itu kolik dan apa pengaruhnya pada bayi Anda? Kolik sebagian disebabkan udara yang tertelan saat menyusui, sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman dalam sistem pencernaan bayi. Gejalanya meliputi menangis dan rewel.