

PHILIPS

AVENT

Biberón Classic+

2 biberones

125 ml

Tetina para recién nacidos

0m+



SCF560/27



Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

Diseñado para una alimentación ininterrumpida

El sistema de ventilación Airflex y la tetina con textura de nuestro biberón Classic+ están diseñados para minimizar las interrupciones y los malestares durante la alimentación. Con su válvula anticólicos integrada, el aire entra en el biberón y queda lejos de la pancita del bebé.

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

- Válvula anticólicos demostrada que reduce los cólicos*
- 60 % menos malestar durante la noche*
- La textura acanalada evita la contracción para permitir una alimentación ininterrumpida
- Diseño con forma de tetina para una sujeción segura

Fácil de usar, limpiar y armar

- Diseño antigoteo
- Fácil de limpiar y armar con menos piezas
- Fácil de manejar
- Biberón de cuello ancho con borde redondeado para facilitar la limpieza

Otros beneficios

- Rango compatible desde la lactancia materna hasta el uso del vaso
- Este biberón no contiene BPA
- Tetinas con diferentes niveles de flujo disponibles



asimpleswitch.com


Destacados

Menos cólicos



Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.

Menos irritabilidad



El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia*.

Alimentación ininterrumpida



La forma de la tetina permite una sujeción segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrumpida.

Sujeción segura

Diseño con forma de tetina para una sujeción segura

Diseño antigoteo

Diseñamos nuestro biberón anticólicos para evitar las filtraciones durante la alimentación y así disfrutar de una experiencia realmente agradable.

Fácil de armar



Nuestro biberón anticólicos tiene pocas piezas para armarlo de forma rápida y sencilla.

Fácil de manejar



La exclusiva forma del biberón permite que sea fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección.

Fácil de limpiar



Con su cuello ancho y esquinas redondeadas, nuestro biberón es fácil limpiar, de forma rápida y en profundidad. Esto permite garantizar una alimentación más higiénica.

Crece junto con su bebé



Mezcle y combine nuestro extractor de leche, biberón y partes del vaso, y cree su producto ideal cuando lo necesite.

Sin BPA



El biberón anticólicos Philips Avent está fabricado con materiales sin BPA (PP).



asimpleswitch.com

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.

Especificaciones

Material

Botella: Sin BPA, Polipropileno

Tetina: Sin BPA, Silicona

Contenido

Biberón: 2 piezas

Botella

Capacidad: 125 ml

Diseño

Diseño del biberón: Forma ergonómica, Cuello ancho

Fácil de usar

Uso del biberón: Apto para microondas y lavavajillas, Fácil de armar, Fácil de limpiar, Fácil de manejar

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 12 meses

Funciones

Válvula anticólicas: Sistema de ventilación Airflex diseñado para reducir la ingesta de aire

Tetina: Fácil sujeción, la textura acanalada evita que se contraiga la tetina, sistema anticólicos comprobado

Fácil de usar: fácil de limpiar y armar, diseño antigoteo, 4 piezas para un montaje fácil



* Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.

* Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.

* ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.