

PHILIPS

AVENT

Classic+ biberon

2 Biberon

260 ml/9 oz

Yavaş akış emziği

1 ay+



SCF563/62



Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

Mükemmel hijyen için kolay temizlenir

Güvenilir Classic serimiz, daha keyifli besleme deneyimi sağlamak için geliştirilmiştir. Klinik olarak kanıtlanmış antikolik sistemi artık emzikle entegre haldedir. Böylece biberonu temizlemek ve parçalarını birleştirmek çok daha kolaylaşmıştır.

Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

- Koliği azalttığı kanıtlanmış antikolik sistem*
- Özellikle geceleri, huzursuzluğun azaltılmasına katkıda bulunur

Kullanması, temizlemesi ve parçalarını birleştirmesi kolaydır

- Keyifli bir beslenme için sızdırmazlık özelliği
- Kolay temizleme için geniş boyunludur ve yalnızca birkaç parçadan oluşur
- Hızlı ve basit birleştirme için az sayıda parça
- Kolay tutuş için ergonomik şekil

Diğer avantajlar

- BPA içermez
- Philips Avent serisi ile uyumludur
- Farklı emzik akış hızları kullanılabilir



asimpleswitch.com

Özellikler

Daha az kolik



Diğer biberonların tersine, klinik olarak kanıtlanmış antikolik sistem, şimdi, biberonu doğru olarak birleştirmeyi kolaylaştıracak şekilde emziğe entegre edildi. Emzik üzerindeki benzersiz valf, bebeğiniz beslenirken havanın bebeğinizin midesi yerine biberona girmesini sağlamak için açılır.

Daha az huzursuzluk*



Bebeğinizin sağlığı ve mutluluğu için uyku ve beslenme çok önemlidir. Bebek biberonlarının tasarımının "bebek davranışlarını" etkileyip etkilemediğini belirlemek için bir klinik deney gerçekleştirildi. Philips Avent Classic bebek biberonunun karşılaştırılan biberona kıyasla huzursuzluğu günde yaklaşık 28 dakika azalttığı görülmüştür (46 dakika - 74 dakika, p=0,05) Bu durum, özellikle geceleri geçerlidir.*

Sızdırmaz



Yeni Classic+ biberon, gerçekten keyifli bir beslenme deneyimi için besleme sırasında sızıntıyı önleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Temizlemesi kolaydır



Yalnızca 4 parçadan oluşan, geniş boyunlu ve köşeleri yuvarlatılmış biberonumuzu hızlıca ve tamamen temizlemek kolaydır. Biberonunuzun çok kısa sürede tamamen temizleneceği konusunda içiniz rahat olsun.

Saniyeler içinde birleştirilebilir



Yeni Classic+ biberonda, hızlı ve basit birleştirme için yalnızca 4 parça bulunur.

Tutması kolay



Benzersiz bir şekle sahip olan bu biberon bebeğinizin küçük elleri için bile maksimum konfor sağlayacak şekilde kolayca tutulabilir ve kavranabilir.

BPA içermez


AB yönergesine (2011/8/EU) uygun Philips Avent Classic+ biberon, BPA içermeyen malzemeden (polipropilen) üretilmiştir.

Seri içinde uyumluluk



Philips Avent Classic+ biberon, Philips Avent serisinde yer alan ürünlerin çoğuyla uyumludur. Classic+ biberonu yalnızca Classic+ emziklerle kullanmanızı öneriyoruz.

Bebeğinizin artan ihtiyaçlarını karşılar



Philips Avent Classic+ serisi, bebeğinizin büyümesine ayak uyduracak farklı emzik akış hızları sunar. Yaş göstergelerinin, bebeklerin farklı hızlarda büyümesi nedeniyle yaklaşık değer sunduğunu unutmayın. Tüm emzikler ikili paketlerde sunulur: Yenidoğan, Yavaş, Orta, Hızlı ve Değişken Akışlı.



asimpleswitch.com

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırılık, Geri dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.

Teknik Özellikler

Biberon

Kapasite: 260 ml/9 oz

Malzeme: BPA içermez*

Tasarım

Biberon tasarımı: Ergonomik tasarım, Geniş ağızlı

Gelişim aşamaları

Aşamalar: 0-12 ay

Kullanım kolaylığı

Kullanım kolaylığı: Bulaşık makinesi ve mikrodalgaya uygun, Birleştirmesi kolay, Temizlemesi kolaydır, Tutması kolay

Fonksiyonlar

Emzik: Beslenme ritmini daha esnek hale getirir, Kolay kavrama, Kanıtlanmış Antikolik sistem

Klinik olarak kanıtlanmış: klinik olarak

kanıtlanmış antikolik sistem

Kullanım kolaylığı: temizlenmesi ve birleştirilmesi kolaydır, sızdırmaz

Malzeme

Biberon: Polipropilen, BPA içermez*

Emzik: BPA içermez*, Silikon

Paket içeriği

Biberon: 2 adet

