

PHILIPS

AVENT

Детская бутылочка

Бутылочка серии Classic+ (новая),
1 шт.

Синий

260 мл

Соска с медленным потоком



SCF565/17



Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

Максимальная гигиеничность благодаря легкой очистке

Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой доказана клиническими испытаниями, теперь используется в соске, делая процесс сборки и очистки максимально простым.

Другие преимущества

- Не содержит бисфенол-А
- Совместимость с изделиями линейки Philips Avent
- В продаже имеются соски с различными скоростями потока

Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

- Эффективность антиколиковой системы доказана*
- Меньше беспокойства, особенно ночью
- Малыш может контролировать поток молока, что помогает уменьшить газообразование и количество срыгиваний

Легко использовать, собирать и мыть

- Удобно держать благодаря эргономичной форме
- Небольшое количество деталей для быстрой и удобной сборки
- Широкое горлышко и небольшое количество деталей для удобства при очистке
- Не протекает для комфорта при кормлении

Особенности

Легко держать



Максимально комфортное кормление благодаря уникальной форме бутылочки, которую можно держать в любом положении. Удобно даже для маленьких ручек малыша.

Сокращение риска колик



Отличается от других бутылочек: антиколиковая система, эффективность которой доказана клиническими испытаниями, теперь используется в соске, делая процесс сборки максимально простым. Во время кормления уникальный клапан на соске открывается, пропуская воздух в бутылочку, а не в животик малыша.

Не содержит бисфенол-А

Бутылочка для кормления Philips Avent серии Classic+ изготовлена из материала (полипропилена), не содержащего бисфенола-А, что соответствует требованиям Директивы ЕС (2011/8/ЕС).

Совместимость с изделиями линейки



Бутылочка Philips Avent серии Classic+ совместима с большинством изделий линейки Philips Avent. Рекомендуется использовать бутылочку серии Classic+ только с сосками серии Classic+.

Простая сборка за считанные секунды




Всего 4 детали новой бутылочки Classic+ для быстрой и удобной сборки

Легко чистится



Всего 4 детали, широкое горлышко и закругленные края позволяют быстро и тщательно очистить бутылочку. Невероятно быстрая и эффективная очистка бутылочки для вашего спокойствия.

Более спокойное поведение*



Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования о том, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic+ дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки компании-конкурента (46 мин. против 74 мин., $p=0,05$). Это особенно заметно в ночное время.*

Не протекает




Новая бутылочка Classic+ препятствует протеканию для еще большего удовольствия от кормления.

Уменьшение газообразования и количества срыгиваний



Уникальный клапан соски сгибается в соответствии с естественным ритмом кормления малыша. Молоко поступает с той скоростью, которую выбирает малыш, что помогает уменьшить газообразование и количество срыгиваний, а также сократить риск передождания.

Соответствует растущим потребностям вашего малыша



Линейка изделий Philips Avent серии Classic+ включает в себя соски с различными скоростями потока для малышей разного возраста. Помните, что обозначения возраста даны приблизительно, поскольку дети растут с разной скоростью. Все соски — для кормления новорожденных, с медленным, средним, быстрым и переменным потоком — поставляются в упаковках по две штуки.

Характеристики

Материал

Бутылочка: Полипропилен, Не содержит бисфенол-А*

Соска: Не содержит бисфенол-А*, Силиконовая

В комплект входят:

Детская бутылочка: 1 шт.

Бутылочка

Материал: Не содержит бисфенол-А*

Емкость: 260 мл

Дизайн

Дизайн бутылочки: Эргономичный дизайн, Широкое горлышко

Удобство использования

Удобство использования: Легко собирать, Легко чистится, Легко держать, Можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине

Этапы взросления

Возраст: 0–12 месяцев

Функции

Клинически доказанная эффективность:

Эффективность антиколиковой системы клинически доказана

Соска: Спихается в соответствии с ритмом кормления, Легкий захват соски, Доказанная эффективность антиколиковой системы

Удобство использования: Легко собирать и мыть, не протекает

