

# PHILIPS

## AVENT

### Biberon Classic+

3 biberons

330 ml

Tétine à débit variable

3 mois et +



SCF566/37



## Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l'inconfort\*

### Conçu pour une tétée ininterrompue

Le système anti-coliques Airflex de notre biberon Classic+ et sa tétine texturée minimisent les interruptions de tétée et l'inconfort. Grâce à sa valve anti-coliques intégrée, l'air s'introduit dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.

#### Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l'inconfort\*

- Cliniquement prouvé : la valve anti-coliques atténue le risque de coliques\*
- 60 % d'irritabilité en moins la nuit\*
- Sa texture rainurée évite l'écrasement de la tétine, pour une tétée ininterrompue
- Forme de tétine conçue pour favoriser une bonne succion

#### Facile à utiliser, à nettoyer et à assembler

- Conception anti-fuites
- Biberon à large goulot et coins arrondis pour faciliter le nettoyage
- Facile à nettoyer et à assembler grâce au nombre réduit de pièces
- Prise en main facile

#### Autres avantages

- Gamme de produits compatibles, du tire-lait à la tasse.
- Différents débits de tétine disponibles



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)


# Points forts

## Atténue le risque de coliques



Notre valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort. Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la tétine fléchit pour que l'air pénètre jusqu'au fond du biberon afin d'éviter les vides d'air. Ainsi, l'air reste dans le biberon au lieu d'être ingéré par le bébé, ce qui atténue le risque de coliques et d'inconfort.

## Diminue l'irritabilité de bébé



Le biberon Philips Avent Anti-colic diminue l'irritabilité. Les bébés nourris au biberon Philips Avent Anti-colic voient leur irritabilité réduite de 60 % la nuit, par rapport aux bébés nourris avec un biberon anti-coliques concurrent.\*

## Tétée ininterrompue



La tétine bénéficie d'une forme favorisant une bonne succion et sa texture rainurée évite qu'elle ne s'écrase, pour une tétée confortable et ininterrompue.

## Une bonne succion

Forme de tétine conçue pour favoriser une bonne succion

## Conception anti-fuites

Notre biberon Anti-colic est conçu pour éviter les fuites, pour une tétée paisible.

## Facile à assembler



Notre biberon Anti-colic compte peu de pièces, pour un assemblage simple et rapide.

## Prise en main facile



La forme unique du biberon le rend facile à tenir quel que soit le sens.

## Facile à nettoyer



Avec son large goulot et ses coins arrondis, notre biberon est plus facile à nettoyer rapidement et soigneusement, pour des tétées plus hygiéniques.

## Grandit avec votre bébé



Mélangez et utilisez selon vos besoins les pièces de tire-lait, biberons et tasses pour créer votre produit idéal !

## Pour répondre aux besoins, à chaque âge, de votre bébé



La gamme de biberons Anti-colic Philips Avent offre différents débits de tétine, selon la maturité de votre bébé. Notez que les âges suggérés sont approximatifs puisque les bébés évoluent à des rythmes différents. Toutes les tétines sont disponibles par lots de deux avec les débits suivants : nouveau-né, lent, moyen, rapide, variable et liquides épaissis.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation énergétique et les émissions de CO<sub>2</sub>. Comment ? Grâce à une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

# Caractéristiques

## Matériau

**Biberon:** Polypropylène  
**Tétine:** Silicone

## Inclus

**Biberon:** 3 Pièce(s)

## Biberon

**Capacité:** 330 ml

## Design

**Design du biberon:** Forme ergonomique, Col large

## Facile d'utilisation

**Utilisation du biberon:** Compatible avec le lave-vaisselle et le micro-ondes, Facile à assembler, Facile à nettoyer, Prise en main facile

## Étapes de développement

**Étapes:** 0-12 mois

## Fonctions

**Valve anti-coliques:** Système anti-coliques conçu pour réduire l'ingestion d'air

**Tétine:** Succion facilitée, texture rainurée évitant l'écrasement de la tétine, système anti-coliques cliniquement prouvé

**Facile d'utilisation:** Facile à nettoyer et à assembler, conception anti-fuites, 4 pièces pour un assemblage simple



- \* À l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques et d'irritabilité nocturne que ceux nourris avec un biberon concurrent.
- \* Il a été prouvé que la conception de la tétine évitait son écrasement, et par conséquent l'ingestion d'air et les interruptions de tétée qui lui sont associées.
- \* Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elle crée une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.