



Philips Avent  
Botol susu Classic+

**1 Botol**

9oz/260ml  
Dot aliran lambat  
1 bulan+



SCF573/13

Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman\*

Mudah dibersihkan agar higienis sempurna

Rangkaian produk Classic yang tepercaya telah ditingkatkan guna memberikan pengalaman menyusui yang lebih menyenangkan. Sistem anti-kolik yang telah terbukti secara klinis kini diterapkan pada dot, sehingga botol menjadi sangat mudah dibersihkan dan dipasang.

**Manfaat lainnya**

- Bebas BPA
- Kompatibel dengan rangkaian produk Philips Avent
- Tersedia tingkat aliran dot yang berbeda

**Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman\***

- Sistem anti-kolik yang terbukti mengurangi kolik\*
- Mengurangi regekan, khususnya di malam hari

**Mudah digunakan, dibersihkan, dan dipasang**

- Bentuk ergonomis yang mudah digenggam
- Komponen yang sedikit untuk pemasangan cepat dan ringkas
- Leher lebar dan komponen yang sedikit sehingga mudah dibersihkan
- Bebas-bocor untuk proses menyusui yang menyenangkan



**PHILIPS**  
**AVENT**

Botol susu Classic+  
1 Botol 9oz/260ml, Dot aliran lambat, 1 bulan+

SCF573/13


## Kelebihan Utama

### Mengurangi kolik



Tidak seperti botol lain, sistem anti-kolik yang terbukti secara klinis kini diterapkan pada dot, sehingga botol jadi lebih mudah dipasang dengan benar. Saat bayi Anda minum, katup unik pada dot akan membuka sehingga udara mengalir ke dalam botol, bukan ke perut bayi Anda.

### Mengurangi regekan\*



Tidur dan gizi amat penting bagi kesehatan dan kegembiraan bayi Anda. Sebuah uji klinis acak telah dilakukan untuk membuktikan apakah desain botol susu bayi memengaruhi "perilaku bayi". Botol susu Philips Avent Classic terbukti mengurangi regekan secara signifikan sekitar 28 menit per hari dibandingkan dengan botol lain (46 menit vs 74 menit,  $p=0,05$ ). Hal ini terbukti terutama di malam hari.\*

### Bebas-bocor



Botol Classic+ baru didesain untuk mencegah kebocoran saat menyusui, sehingga pengalaman menyusui menjadi menyenangkan.

### Mudah membersihkan



Dengan hanya 4 komponen, leher botol lebar, dan sudut bundar, botol ini mudah dibersihkan dengan cepat dan menyeluruh. Yakinlah bahwa botol Anda akan betul-betul bersih dalam sekejap.

### Mudah dipasang dalam hitungan detik



Botol Classic+ baru hanya memiliki 4 komponen untuk pemasangan cepat dan ringkas.

### Mudah digenggam



Berkat bentuknya yang unik, botol susu menjadi mudah dipegang dan digenggam dari segala arah untuk kenyamanan maksimal, bahkan untuk tangan mungil bayi.

### Bebas BPA


Sesuai EU Directive (2011/8/EU), botol susu Philips Avent Classic+ terbuat dari bahan bebas BPA (polipropilena).

### Kompatibilitas di antara rangkaian produk



Botol Philips Avent Classic+ kompatibel dengan sebagian besar rangkaian produk Philips Avent. Saran kami, gunakan botol Classic+ hanya dengan dot Classic+.

### Sesuai bagi kebutuhan pertumbuhan bayi



Rangkaian Philips Avent Classic+ menawarkan tingkat aliran dot yang berbeda sesuai pertumbuhan bayi. Ingat bahwa indikasi usia hanya sebagai perkiraan saja, karena kecepatan perkembangan tiap bayi berbeda. Semua dot tersedia dalam kemasan ganda: Baru Lahir (Newborn), Lambat (Slow), Sedang (Medium), Cepat (Fast), dan Bervariasi (Variable).

Botol susu Classic+  
1 Botol 9oz/260ml, Dot aliran lambat, 1 bulan+

SCF573/13

# Spesifikasi

## Bahan

- Botol: Polipropilena, Bebas BPA\*
- Dot: Bebas BPA\*, Silikon

## Item yang disertakan

- Botol Bayi: 1 pcs

## Botol

- Bahan: Bebas BPA\*
- Kapasitas: 9oz/260ml

## Desain

- Desain botol: Bentuk ergonomis, Leher lebar

## Mudah digunakan

- Mudah digunakan: Perakitan mudah, Mudah

membersihkan, Mudah digenggam, Aman untuk mesin pencuci piring & microwave

## Tahap perkembangan

- Tahap: 0-12 bulan

## Fungsi

- Terbukti secara klinis: anti-kolik yang terbukti secara klinis
- Dot: Bergerak lentur sesuai irama menyusu, Mudah menempel pada mulut bayi (latch-on), Sistem Anti-kolik yang terbukti
- Mudah digunakan: mudah dibersihkan dan dipasang, bebas-bocor



Tanggal dikeluarkan  
2017-11-23

Versi: 5.0.1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Pada usia 2 minggu, bayi yang minum dengan botol Philips Avent menunjukkan kecenderungan jarang kolik dibanding bayi yang minum dengan botol biasa. Pada usia 2 minggu, bayi yang minum dengan botol Philips Avent menunjukkan kecenderungan jarang merengek dibanding bayi yang minum dengan botol lain.