




Philips Avent
Woreczki do
przechowywania pokarmu

Przechowywanie

Sterylność
25 woreczków



SCF603/25

Doskonała ochrona pokarmu

Woreczki do przechowywania pokarmu o pojemności 180 ml

Woreczki do przechowywania pokarmu Philips Avent to bezpieczny sposób na zachowanie cennego mleka matki. Można je przechowywać w lodówce lub zamrażarce. Zostały wysterylizowane i są gotowe do natychmiastowego użycia.

Sterylność i bezpieczeństwo

- Bezpieczne przechowywanie woreczka w zamrażarce dzięki wzmocnionym łączeniom i podwójnej warstwie tworzywa
- Wysterylizowany woreczek z naklejką kontrolną
- Pewne, szczelne, podwójne zamknięcie

Wygodne użytkowanie

- Szeroki otwór ułatwiający napełnianie i nalewanie
- Solidna konstrukcja utrzymująca woreczek w pozycji pionowej
- Płaskie ułożenie woreczków ułatwiające przechowywanie

Inne zalety

- Woreczek został wykonany z materiału niezawierającego bisfenolu A

Zalety

Najwyższy stopień ochrony



Pewne, szczelne, podwójne zamknięcie zapewnia bezpieczeństwo przechowywanego pokarmu.

Wysterylizowany, zabezpieczony przed otwarciem



Naklejka kontrolna informuje, że wysterylizowany woreczek nie był otwierany przed pierwszym użyciem, co zapewnia pełną higienę.


Solidność i wytrzymałość



Wzmocnione łączenia na bokach i podwójna warstwa tworzywa dają dodatkową gwarancję, że

cenny pokarm może być przechowywany bezpiecznie w zamrażarce lub lodówce.

Odciąganie, napełnianie, przechowywanie



Szeroki i mocny otwór woreczka ułatwia napełnianie i nalewanie pokarmu.

Woreczek samostojący



Solidna konstrukcja utrzymuje woreczek w pozycji pionowej, a szeroki otwór ułatwia napełnianie i nalewanie pokarmu.

Płaskie ułożenie woreczków ułatwiające przechowywanie

Płaskie ułożenie woreczków ułatwia przechowywanie w zamrażarce lub lodówce.

Bez bisfenolu A

Woreczek został wykonany z materiału niezawierającego bisfenolu A

Dane techniczne

Zawartość zestawu

- Woreczek: 25 szt.

Pojemność

- Woreczek: 180 ml

Kraj pochodzenia

- Chiny

Materiał

- Bez bisfenolu A*
- PET/PE

Wykończenie

- Łatwość użycia: Szeroki, mocny otwór
- Pewność: Naklejka kontrolna
- Solidność: Woreczek samostojący
- Najwyższy stopień ochrony: Wzmocnione łączenia

Właściwości

- Szczelność: Bezpieczne, podwójne zamknięcie
- Materiał: Wytrzymały woreczek z podwójnego tworzywa
- Sterylność

Wymiary

- Wysokość: 25,6 cm
- Szerokość: 9,9 cm

