

PHILIPS

AVENT

Пакеты для хранения
грудного молока

Хранение

Стерильный

25 пакетов



SCF603/25



Надежное решение для хранения грудного молока

Пакеты для хранения грудного молока 180 мл

Пакеты Philips Avent — это надежное решение для хранения грудного молока. Используйте стерильные пакеты непосредственно после сцеживания или храните их в холодильнике или морозильной камере.

Надежность и стерильность

- Благодаря усиленным швам и двухслойному материалу пакет можно хранить в морозильной камере
- Стерильный пакет с защитой от вскрытия
- Надежная герметичная двойная застежка-молния

Легко использовать

- Широкое отверстие для удобного наполнения и выливания
- Устойчивая конструкция пакета предотвращает опрокидывание
- Можно сложить для удобства хранения

Другие преимущества


- Пакет изготовлен из материала, не содержащего бисфенол-А



asimpleswitch.com

Особенности

Надежная защита



Надежная герметичная двойная застежка-молния для безопасного хранения грудного молока

Стерильность и индикация вскрытия




Гарантийная пломба свидетельствует о стерильности пакета перед первым использованием и обеспечивает абсолютную гигиеничность

Прочность и надежность



Усиленные боковые швы и двухслойный материал обеспечивают дополнительную надежность хранения ценного грудного молока в морозильной камере или холодильнике

Сцеживание, заполнение, хранение



Надежное широкое отверстие пакета обеспечивает удобное наполнение и выливание грудного молока

Устойчивый пакет



Устойчивая конструкция пакета предотвращает опрокидывание, а широкое отверстие пакета обеспечивает удобное наполнение и переливание грудного молока

Можно сложить для удобства хранения

Можно сложить для удобства хранения в холодильнике или морозильной камере

Не содержит бисфенол-А

Пакет изготовлен из материала, не содержащего бисфенол-А

Характеристики

В комплект входят:

Пакет: 25 шт.

Емкость

Пакет: 180 мл

Страна изготовления

Китай: Да

Материал

Не содержит бисфенол-А*: Да

ПЭТФ/ПЭ: Да

Дизайн

Простое использование: Широкое прочное отверстие

Надежный: Гарантийная пломба

Надежность: Устойчивый пакет

Надежная защита: Усиленные швы

Особенности

Герметичны: Надежная двойная застежка-молния

Материал: Прочный двухслойный пакет

Стерильный: Да

Размеры

высота: 25,6 см

ширина: 9,9 см



asimpleswitch.com

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂.

Каким образом? Она имеет отличные

характеристики по ключевым параметрам

экологической безопасности Philips —

энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных

веществ, вес, переработка и утилизация, надежность

в течение всего срока службы.