

PHILIPS

AVENT

Чашка с рисунком

260 мл

Тренировочный носик 12 мес.+

С ручками

SCF608/01



Гигиена в дороге

Легко пить-трудно пролить

С чашками Philips AVENT научить малыша пить самостоятельно очень легко. Защелкивающаяся крышка защищает носик даже в дороге. Из чашки не прольется ни капли, даже если ее тряхи или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить.

Не проливается

- Герметичный носик с запатентованным клапаном

Проста в использовании и очистке

- Все детали можно мыть в посудомоечной машине
- Для обеспечения гигиеничности всю чашку можно стерилизовать
- Мерная шкала на чашке
- Твердый носик для детей от 12 мес.

Захлопывающаяся крышка

- Защелкивающаяся крышка для обеспечения чистоты носика

Обучение в игровой форме

- Оформление с обучающими рисунками

Взаимозаменяемость

- Совместимость с другими изделиями серии Philips AVENT

Особенности

Герметичный носик



Запатентованный клапан контролирует поток, предотвращая проливание, даже если емкость с жидкостью переворачивается.

Твердый носик 12 мес.+



Устойчивым к укусам носик для детей, уверенно пьющих из чашки, подходит для прорезающихся зубов

Полная взаимозаменяемость



Чашки легко заменяются на другие емкости товарного ряда, совместимы с молокоотсосами, подходят для использования с соской вместо Волшебного носика. Мягкий носик и ручки также можно установить на бутылочке для кормления для облегчения перехода с бутылочки на чашку

Характеристики

Страна изготовления

Англия: Да

В комплект входит:

Чашка с рисунком 260 мл/9 унций: 1 шт.

Зашелкивающийся колпачок: 1 шт.

Обучающие ручки: 1 шт.

Твердый носик: 1 шт.

Этапы взросления

Возраст: 12 мес. +

