

# PHILIPS

## AVENT

Vasetti  
Conservalatte

Piccoli

5 pz.



SCF619/05



## Conservazione del latte in tutta sicurezza Con coperchio a prova di perdite

Estrai, conserva e dai al tuo bambino il latte materno in maniera efficiente con i nostri nuovi vasetti per la conservazione del latte. Sterilizzali e riusali con i tiralatte o le tettarelle Philips Avent; un unico sistema, molte opzioni!

### **Coperchio a prova di perdite**

- Per conservare e trasportare in tutta sicurezza

### **Coperchi e vasetti contrassegnabili**

- Per registrare facilmente la data e il contenuto

### **Coperchi e vasetti impilabili**

- Per registrare facilmente la data e il contenuto
- Frigo e freezer organizzati

### **Massima praticità**

- Un sistema – tante opzioni
- Si può mettere in frigorifero o nel congelatore
- Facile da usare e pulire
- Questo prodotto non contiene BPA

# In evidenza

## Coperchio a prova di perdite



I vasetti per la conservazione Philips Avent hanno un coperchio a prova di perdite per una conservazione e un trasporto sicuri.

## Coperchi e vasetti contrassegnabili



Per registrare facilmente la data e il contenuto.

## Per facilitare la custodia

Per una facile conservazione.

## Coperchi e vasetti impilabili



Per un frigo e un freezer organizzati.

## Un sistema – tante opzioni



Compatibili con tutti i tiralatte Philips Avent e con le tettarelle Classic, Classic+ e Natural.

## Si può mettere in frigorifero o nel congelatore



Per la massima flessibilità.

## Facile da usare e pulire



Possono essere utilizzati in maniera sicura nello scaldabiberon, nel microonde, in lavastoviglie e nello sterilizzatore.

## Senza BPA

Questo prodotto non contiene BPA

# Specifiche

## Paese di origine

Progettato in: RU

Prodotto in: RU

## Fasi di crescita

Fasi: 0 mesi in su

## Contenuto della confezione

Vasetti conservalatte da 180 ml: 5 (riutilizzabili) pz.

Coperchi: 5 pz.

