

PHILIPS

AVENT

Контейнер для хранения
грудного молока

180 мл

5 шт.



SCF619/05



Герметичное хранение грудного молока С герметичной крышкой

Новый контейнер для хранения позволяет эффективнее сцеживать, хранить и использовать грудное молоко. Стерилизуйте и снова используйте контейнеры для хранения с молокоотсосом или сосками Philips Avent. Одна система, множество возможностей!

Надежная герметичная крышка

- Для надежного хранения и транспортировки

Можно писать на контейнерах и крышках

- Удобно следить за датой и содержимым

Составные контейнеры и крышки

- Удобно следить за датой и содержимым
- Компактное размещение в холодильной и морозильной камерах

Максимальное удобство использования

- Одна система – много вариантов
- Подходит для хранения в холодильнике и морозильной камере
- Простота использования и очистки
- Данное изделие не содержит бисфенол-А

Особенности

Надежная герметичная крышка



Контейнеры для хранения Philips Avent оснащены крышкой, которая обеспечивает полную герметичность для удобного хранения и транспортировки.

Можно писать на контейнерах и крышках



Удобно следить за датой и содержимым.

Для удобства хранения

Для удобства хранения.

Составные контейнеры и крышки



Для компактного размещения в холодильной и морозильной камерах.

Одна система – много вариантов



Совместимость с молокоотсосами Philips Avent, сосками серии Classic, Classic+ и Natural.

Подходит для хранения в холодильнике и морозильной камере



Для максимального удобства использования.

Простота использования и очистки



Подходит для использования в подогревателе бутылочек, в микроволновой печи, посудомоечной машине и стерилизаторе.

Не содержит бисфенол-А

Данное изделие не содержит бисфенол-А

Характеристики

Страна изготовления

Разработано:: Великобритания

Произведено:: Великобритания

Этапы взросления

Возраст: от 0 месяцев

В комплект входят:

Контейнеры для хранения, 180 мл: 5 шт. (для повторного использования) шт.

Крышки: 5 шт.

