



Vasetti Conservalatte

- Piccoli
- 5 pz.

SCF619/05

Conservazione del latte in tutta sicurezza

Con coperchio a prova di perdite

Estrai, conserva e dai al tuo bambino il latte materno in maniera efficiente con i nostri nuovi vasetti per la conservazione del latte. Sterilizzali e riusali con i tiralatte o le tettarelle Philips Avent; un unico sistema, molte opzioni!

Vantaggi

Coperchio a prova di perdite

- Per conservare e trasportare in tutta sicurezza

Coperchi e vasetti contrassegnabili

- Per registrare facilmente la data e il contenuto

Coperchi e vasetti impilabili

- Per registrare facilmente la data e il contenuto
- Frigo e freezer organizzati

Massima praticità

- Un sistema – tante opzioni
- Si può mettere in frigorifero o nel congelatore
- Facile da usare e pulire
- Questo prodotto non contiene BPA

PHILIPS

Caratteristiche

Coperchio a prova di perdite



I vasetti per la conservazione Philips Avent hanno un coperchio a prova di perdite per una conservazione e un trasporto sicuri.

Coperchi e vasetti contrassegnabili



Per registrare facilmente la data e il contenuto.

Per facilitare la custodia

Per una facile conservazione.

Coperchi e vasetti impilabili



Per un frigo e un freezer organizzati.

Un sistema – tante opzioni



Compatibili con tutti i tiralatte Philips Avent e con le tettarelle Classic, Classic + e Natural.

Si può mettere in frigorifero o nel congelatore



Per la massima flessibilità.

Facile da usare e pulire



Possono essere utilizzati in maniera sicura nello scaldabiberon, nel microonde, in lavastoviglie e nello sterilizzatore.

Senza BPA

Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Paese di origine

Progettato in	RU
Prodotto in	RU

Fasi di crescita

Fasi	0 mesi in su
------	--------------

Contenuto della confezione

Vasetti conservalatte da 180 ml	5 (riutilizzabili) pz.
Coperchi	5 pz.

Dimensioni dell'imballo

Altezza	20,00 cm
Larghezza	8,00 cm
Profondità	8,00 cm
Peso netto	0,13 Kg

Peso lordo	0,16 Kg
EAN	08710103671664
Numero di prodotti inclusi	1
Paese di origine	GB
Codice del sistema armonizzato	392410

Scatola esterna

Lunghezza	25,20 cm
Larghezza	17,00 cm
Altezza	21,20 cm
Peso lordo	1,08 Kg
EAN	18710103671661
Numero di confezioni consumatori	6



Dati soggetti a modifiche
2018, Ottobre 24

Version: 3.2.1
EAN: 08710103671657

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

www.philips.com